

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI

LOTTO	DESCRIZIONE	
1	<p>Piastrine monouso idonee per defibrillatori di marca Physio Control manuali (LP12/LP20/LP15, etc....)"e Semiautomatici (LP 1000; etc.)"; Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra; Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore. Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice); Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente; Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze); Coppia di piastrine confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura.</p>	
	VOCE 1) Piastrine monouso adulti per defibrillatori Physio Control	
	VOCE 2) Piastrine monouso pediatriche per defibrillatori di Physio Control	
2	<p>Piastrine monouso idonee per defibrillatori di marca Philips Medical Systems manuali (DFM100 e MRX, etc....) stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra; Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore. Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice); Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente; Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze); confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;</p>	<p>Utilizzabili per</p> <p>Coppia di piastrine</p>
	VOCE 1) Piastrine monouso adulti per defibrillatori manuali Philips Medical Systems	
	VOCE 2) Piastrine monouso adulti per defibrillatori manuali Philips Medical Systems per cardioversione esterna.	
	VOCE 3) Piastrine monouso pediatriche per defibrillatori manuali Philips Medical Systems	
	VOCE 4) Piastrine monouso pediatriche per defibrillatori manuali Philips Medical Systems per cardioversione esterna.	
3	<p>Piastrine monouso idonee per defibrillatori di marca Philips Medical Systems Semiautomatici (861304 HEARTSTART FRX); Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra; Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore. Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice); Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente; Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze); confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;</p>	Coppia di piastrine
	VOCE 1) Piastrine monouso adulti e pediatriche per defibrillatori Philips Medical Systems Semiautomatici	
4	<p>Piastrine monouso idonee per defibrillatori di marca Zoll manuali (CCT N IT, CCT N 12, CCT NC 12, X SERIES, PDMA 8 BS 12 SERIES M, etc..) e Semiautomatici (AED, etc.); Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra; Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice); Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente; Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze); Coppia di piastrine confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;</p>	
	VOCE 1) Piastrine monouso adulti per defibrillatori Zoll	
	VOCE 2) Piastrine monouso pediatriche per defibrillatori Zoll	
5	<p>Piastrine monouso idonee per defibrillatori di marca Mortara manuali (COSPULS 3) Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra; Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice); Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente; Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze); Coppia di piastrine confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;</p>	
	VOCE 1) Piastrine monouso adulti per defibrillatori Mortara	
	VOCE 2) Piastrine monouso pediatriche per defibrillatori Mortara	