

















Tipo provette	Colore del tappo	Additivo	Dimensioni
	Azzurro 4 ml	Citrato di sodio	13x75
 	Rosso 6 ml, Rosa 6 ml	Attivatore coagulazione	13x100
    	Giallo gommino marrone, Blu, Ruggine, Rosso 8 ml, Bianco o Trasparente	Attivatore coagulazione + gel separatore	13x100
	Verde chiaro	Eparina + gel separatore	13x100
	Verde 4 ml e 6 ml	Eparina	13x100
   	Lilla, Rosa 4 ml. Nero, Giallo gommino nero	EDTA K2 o K3	13x75
	Mimetico	EDTA K3 + conservante	16x100
	Grigio	Fluoruro Ossalato	13x100
	Altri colori		13x75 13x100 16x100