



**CAPSIT criteri per la stimolazione cerebrale profonda**

**PDTA**  
**del paziente affetto da malattia di Parkinson**  
**PDTA-006**  
**ALLEGATO n.9**

**CRITERI CAPSIT-PD (CORE ASSESSMENT PROGRAM FOR SURGICAL INTERVENTIONAL THERAPIES IN PARKINSON'S DISEASE) – 1999**

*Defer GL, Widner H, Marié RM, Rémy P, Levivier M. Core assessment program for surgical interventional therapies in Parkinson's disease (CAPSIT-PD). Mov Disord 1999; 14: 572-584.*





**CAPSIT criteri per la stimolazione  
cerebrale profonda**

**PDTA  
del paziente affetto da malattia di Parkinson  
PDTA-006  
ALLEGATO n.9**

\* Mantenere terapia immodificata

<sup>a</sup> Il test è considerato positivo se si assiste almeno alla riduzione del 33% del punteggio UPDRS- sezione III (defined-off condition: periodo off osservato dopo 12 ore senza terapia; defined-on condition: periodo di miglior performance motoria per il paziente e il clinico);

<sup>b</sup> Imaging effettuata da 0 a 3 mesi prima dell'intervento, sequenze Coronali T2 weighted e T1 weighted 3D

<sup>c</sup> TEST NPS: funzioni esecutive, memoria e memoria procedurale

<sup>d</sup> MATTIS (Mattis Dementia rating scale): cut-off 130 o 120;

<sup>e</sup> MADRS (Montgomery and Asberg depression rating scale): cut-off score di 7-19;

<sup>f</sup> Core evaluation (CE): vedere tabella allegata;

<sup>g</sup> PET: (18) F-Fluorodopa positron Emission Tomography;

<sup>h</sup> RM encefalo: T1 weighted 3D

**Core evaluation (CE)**

<b>A domicilio</b>	<b>Valutazione motoria</b>	<b>Valutazione NPS</b>
Diario del paziente (30 minuti al giorno per 7 giorni, 1 settimana al mese) Score di OFF, ON parziali, ON, ON con discinesie Segnalare se cadute, freezing, distonie-OFF	<b>Defined-OFF</b>  UPDRS H & Y Test alla L-dopa	MATTIS MADRS Fluenza verbale Pace Auditory Serial Addition Test Odd Man Out Test Modified Brown Peterson Paradigm Rey Auditory Verbal Learning Test Visual Mnesic Battery of signoret Tower of Hanoi
h 20:00 ultima dose di terapia	<b>Defined ON</b>  UPDRS H & Y	
Compilare: Qualità di vita SF36 Qol (Quality of life) PD scale		