



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0069194

DATA: 10/06/2022

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO DRAEGER, PER ATTREZZATURE DI PROPRIETA' dell'AUSL DI BOLOGNA E DI IMOLA, AOU DI BOLOGNA e IOR.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0069194_2022_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	1BFA75D2D310ED94CFE03B94D2344632 CD1BD6CF020FFE6BB83D4F02415B3DAE
PG0069194_2022_Allegato1.pdf:		BE6F16B7A18E4D4571710524674191454 C1A2D9A15757F14D5F802C33F162AF6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO DRAEGER, PER ATTREZZATURE DI PROPRIETA' dell'AUSL DI BOLOGNA E DI IMOLA, AOU DI BOLOGNA e IOR.

Dovendo procedere a un'indagine conoscitiva di mercato relativa a materiale di consumo dedicato DRAEGER, per attrezzature di proprietà, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza **tutti** gli articoli di materiale di consumo **originale** elencati in allegato e se garantisce servizio di assistenza post-vendita autorizzato.

In caso positivo si prega di inviare la sola documentazione tecnica dei prodotti al Servizio Acquisti Metropolitano di Bologna, all'indirizzo di posta elettronica **paolamaria.gritti@ausl.bologna.it** entro le ore 16:00 del giorno 27/06/2022.

A disposizione per ogni ulteriore informazioni, si inviano cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Paola Maria Gritti

INDAGINE DI MERCATO PER MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO DRAEGER, PER ATTREZZATURE DI PROPRIETA'

RIF	DESCRIZIONE	Codice OPERATORE ECONOMICO
1	Sensore di flusso riutilizzabile Spirolife disinfectabile e sterilizzabile per ventilatori Draeger Perseus A500 ed Evita 500 - Codice Draeger MK01900	MK01900
2	Sensore di flusso disinfectabile Spirolog per ventilatori Draeger Primus ed Evita 500 - Codice Draeger 8403735	8403735
3	Sonda di rilevamento della temperatura esofagea/rettale - Codice Draeger 4329889	4329889
4	MULTIMED 5 POD 1,5 MT. per monitor Primus - Codice Draeger 5950196	5950196
5	Cella sensore co2 per misurazioni mainstream per ventilatore Draeger Babylog 8000 plu - Codice Draeger 6850645	6850645
6	Raccogli condensa Infinity ID Waterlock per ventilatore Draeger Perseus A500 - Codice Draeger 6872020	6872020
7	Sonda temperatura cutanea 3,00 mm - Codice Draeger 5204669	5204669
8	Sonda temperatura cutanea - Codice Draeger 4329822	4329822
9	Cavo raccordo collegamento bracciale - Codice Draeger MP00953	MP00953
10	Cavo prolunga schermato SPO2 - 1 mt Codice Draeger 3368433	3368433
11	Cavo Multimed 5 - Codice Draeger 3368391	3368391
12	Cavo ECG 3 derivazioni MT1 - Codice Draeger MP03411	MP03411
13	Cavo ECG 5 derivazioni - Mt 1,5 - Codice Draeger MP03413	MP03413
14	Linea di campionamento che collega il raccordo a Y con la trappola raccogli condensa per ventilatori Draeger Evita 500 e Perseus A500 - Codice Draeger 8290286	8290286
15	Cuvetta adulti plurioso - Codice Draeger 4721796	4721796
16	TUBO RESPIRATORIO IN SILICONE RIUTILIZZABILE - ADULTI 1,1 M CONN 22/22 MM - Codice Draeger 2166038	2166038
17	Sensore temperatura cutanea giallo per incubatrice Draeger Caleo - Codice Draeger MX11000	MX11000
18	Sensore temperatura cutanea bianco per incubatrice Draeger Caleo - Codice Draeger MX11001	MX11001
19	Sensore Co2 waterlock - Codice Draeger 6872130	6872130
20	FISSATORE X SENSORE TEMPERATURA X INCUBATRICE CALEO Codice Draeger MU06944	MU06944
21	Filtro aria fresca per incubatrice Draeger Caleo - Codice Draeger MX17015	MX17015
22	Dispositivo per infusione monouso per incubatrice Draeger Caleo - Codice Draeger MX17018	MX17018
23	CANESTRO ASSORBITORE PRERIEMPITO CO2 - calce sodata da lt. 1,2 - Codice Draeger MX00004	MX00004
24	CALCE SODATA CLIC 800 MONO0USO 1,2 L CON RFID - Codice Draeger MX50004	MX50004
25	VALVOLA RESPIRATORIA C. 423019(8412001)X VENTILATORE POLMONARE OXYLOG 2000	423019
26	PIC PLUS CAVO INTERFACCIA PAZ_1860107_ASPECT MEDICAL SYSTEMS, INC.	1860107
27	SENSORE DI FLUSSO OXYLOG 2000 C.423021X VENTILATORE POLMONARE 8412034	8412034
28	UNITA' ESU ECG PER CAVI ECG A 3-5 DERIVAZIONI IN SALA OPERATORIA CON SISTEMA MULTIMED 5_5947226	5947226
29	MS15085 ACCELEROMETRO PER TRIDENT	MS15085
30	CAVO SPO2 MASIMO RD-SET 3M_MS34437	MS34437
31	BRACCIALE NIBP RIUT S 17-25CM_MP00913	MP00913
32	CAVETTO ECG ARTI 5 PINZA IEC_2606494	2606494
33	SENSORE SPO2 AD PLURIUSO 2,5M_2606483	2606483
34	RIDUTTORE PRESS.BOMBOLA O2 ATT.UNI9507VENTIL.OXILOG 3000 ALDUK IV COD. 5790099	5790099
35	TOFSCAN SENS ACCEL 3D MANO AD_MS32154	MS32154
36	MEMBRANA ESPIRATORIA PER VENTILATORI DRAEGER EVITA IN SILICONE 4 PEZZI	8407979
37	ADATTATORE Y PRESS IBP 10-PIN_5731281	5731281
38	CANESTRO C.S. COD. M33719	M33719
39	CAVO ECG MT1 MP03417_5 DERIV PRECORD_IEC1	MP03417
40	EVITA CUVETTA CO2 AD PLURIUSO 6870279	6870279
41	CAVO ADATTATORE SPO2 3,0M MS 17 330	MS 17 330
42	PALLONE RESPIRAT AMBU SIL RIUT 2166062	2166062
43	BRACCIALE NIBP RIUT M 23-33CM MP00915	MP00915
44	BRACCIALE NIBP RIUT L 31-40CM MP00918	MP00918
45	MEMBRANA ESPIRATORIA PER VENTILATORI DRAEGER EVITA IN SILICONE 10 PEZZI	8407979
46	RACCORDO A GOMITO OXYLOG C .423022X VENTILATORE POLMONARE EX C.8412235	.423022X
47	STRUM DM_EVITA CUVETTA CO2 AD/PED MON MP01062	MP01062
48	FILTRO IBF ANTIB. PER PERSEUS A-500 COD. MX50115 (CF.5PZ)	MX50115
49	Cavo SpO2 Nellcor 2m	3375834
50	Cavo ECG 6 derivazioni Dual PIN IEC1 - Codice Draeger MP03415	MP03415
51	Sensore a dito Dräger SpO2, riutiliz	MS13235
52	Cavo prolunga SpO2 2 mt.	2606487
53	Strum DM_cavo monitor Siemens/Draeg 4m_896012013	896012013