

## Ospedale Maggiore NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	22-T. Bianco Ur. 24h	1671	Glucosio urina	1
Routine	22-T. Bianco Ur. 24h	1672	Glucosio urina 24h	1
Routine	22-T. Bianco Ur. 24h	TPU	Proteine urina	1
Routine	22-T. Bianco Ur. 24h	TPUC	Proteine urina 24h	1
Routine	23-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	25
Routine	23-Chim-Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	4
Routine	23-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	17
Routine	23-Chim-Bianco	AMILA	Amilasi totale	1
Routine	23-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	15
Routine	23-Chim-Bianco	AZOT	Urea	13
Routine	23-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	10
Routine	23-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	10
Routine	23-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	9
Routine	23-Chim-Bianco	CK	Creatinchinasi	3
Routine	23-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	5
Routine	23-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	24
Routine	23-Chim-Bianco	FE	Ferro	10
Routine	23-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	24
Routine	23-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	7
Routine	23-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	18
Routine	23-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	3
Routine	23-Chim-Bianco	ILI	LI	25
Routine	23-Chim-Bianco	IT	indice itterico	25
Routine	23-Chim-Bianco	K	Potassio	23
Routine	23-Chim-Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	2
Routine	23-Chim-Bianco	LDL	Colesterolo LDL	3
Routine	23-Chim-Bianco	LIP	Lipasi	1

Routine	23-Chim-Bianco	MG	Magnesio	8
Routine	23-Chim-Bianco	NA	Sodio	22
Routine	23-Chim-Bianco	P	Fosforo inorganico	8
Routine	23-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	15
Routine	23-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	10
Routine	23-Chim-Bianco	TP	Proteine totali	12
Routine	23-Chim-Bianco	TRIG	Trigliceridi	3
Routine	23-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	10
Routine	3-Agoasp. tiroideo LABIO	ABTG21	Ab anti Tireoglobulina su agoasp. tiroideo	3
Routine	3-Agoasp. tiroideo LABIO	PTH21	Paratomone su agoasp. tiroideo	3
Routine	3-Agoasp. tiroideo LABIO	TG21	Tireoglobulina su agoasp. tiroideo	7
Routine	3-Cisti pancr. LABIO	AMI106	Amilasi su liquido cisti pancreatica	2
Routine	3-Cisti pancr. LABIO	CA199106	CA 19-9 su liquido cisti pancreatica	2
Routine	3-Cisti pancr. LABIO	CEA106	CEA su liquido cisti pancreatica	2
Routine	3-Cisti pancr. LABIO	LIP106	Lipasi su liquido cisti pancreatica	2
Routine	3-Cortisolo salivare	CORTS	Cortisolo salivare	63
Routine	3-Curve glic +120	1505	Dopo 120'	275
Routine	3-Curve glic +120	5E	Indice siero emolisi	274
Routine	3-Curve glic +120	ILI	LI	274
Routine	3-Curve glic +120	IT	indice itterico	274
Routine	3-Curve glic +180	1506	Dopo 180'	15
Routine	3-Curve glic +180	5E	Indice siero emolisi	15
Routine	3-Curve glic +180	ILI	LI	15
Routine	3-Curve glic +180	IT	indice itterico	15
Routine	3-Curve glic +240	1507	Dopo 240'	2
Routine	3-Curve glic +240	5E	Indice siero emolisi	2
Routine	3-Curve glic +240	ILI	LI	2
Routine	3-Curve glic +240	IT	indice itterico	2
Routine	3-Curve glic +30	1502	Dopo 30'	15
Routine	3-Curve glic +30	5E	Indice siero emolisi	15

Routine	3-Curve glic +30	ILI	LI	15
Routine	3-Curve glic +30	IT	indice itterico	15
Routine	3-Curve glic +300	1508	Dopo 300'	2
Routine	3-Curve glic +300	5E	Indice siero emolisi	2
Routine	3-Curve glic +300	ILI	LI	2
Routine	3-Curve glic +300	IT	indice itterico	2
Routine	3-Curve glic +60	1503	Dopo 60'	274
Routine	3-Curve glic +60	5E	Indice siero emolisi	274
Routine	3-Curve glic +60	ILI	LI	274
Routine	3-Curve glic +60	IT	indice itterico	274
Routine	3-Curve glic +90	1504	Dopo 90'	15
Routine	3-Curve glic +90	5E	Indice siero emolisi	15
Routine	3-Curve glic +90	ILI	LI	15
Routine	3-Curve glic +90	IT	indice itterico	15
Routine	3-Curve glic base	1501	Glicemia basale	179
Routine	3-Curve glic base	5E	Indice siero emolisi	179
Routine	3-Curve glic base	GLCU	Curva da carico di glucosio	10
Routine	3-Curve glic base	GLCU3	Curva da carico di glucosio (3 det.)	169
Routine	3-Curve glic base	ILI	LI	179
Routine	3-Curve glic base	IT	indice itterico	179
Routine	3-Grigio post prandiale	5E	Indice siero emolisi	7
Routine	3-Grigio post prandiale	GLICP	Glucosio post prandiale	7
Routine	3-Grigio post prandiale	ILI	LI	7
Routine	3-Grigio post prandiale	IT	indice itterico	7
Routine	3-L.Addominale LABIO	5E	Indice siero emolisi	4
Routine	3-L.Addominale LABIO	AMILALI	Amilasi liquido da cavita`	29
Routine	3-L.Addominale LABIO	ILI	LI	4
Routine	3-L.Addominale LABIO	IT	indice itterico	4
Routine	3-L.Addominale LABIO	LIPALI	Lipasi liq. da cavita`	29
Routine	3-L.amniotico LABRA	AFPAMN	Alfa1 fetoproteina (liq. amniotico)	6

Routine	3-L.lavaggio ghiaccio	CT72	Calcitonina su liquido di lavaggio	<b>3</b>
Routine	3-L.lavaggio LABIO	PTH72	Paratormone su liquido di lavaggio	<b>1</b>
Routine	3-L.lavaggio LABIO	TG72	TG liq. lavaggio	<b>8</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>274</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>273</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>274</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>274</b>
Routine	3-Liquidi chim.fis. LABIO	5E	Indice siero emolisi	<b>4</b>
Routine	3-Liquidi chim.fis. LABIO	ILI	LI	<b>4</b>
Routine	3-Liquidi chim.fis. LABIO	IT	indice itterico	<b>4</b>
Routine	3-Liquidi chim.fis. LABIO	VERS	Esame chimico fisico	<b>24</b>
Routine	3-Liquor LABEL	3034	IgG (liquor)	<b>65</b>
Routine	3-Liquor LABEL	3035	Albumina (liquor)	<b>65</b>
Routine	3-Liquor LABEL	3039	K free liquor	<b>5</b>
Routine	3-Liquor LABEL	3139	L free liquor	<b>2</b>
Routine	3-T Bianco post prandiale	5E	Indice siero emolisi	<b>18</b>
Routine	3-T Bianco post prandiale	ILI	LI	<b>18</b>
Routine	3-T Bianco post prandiale	INSP	Insulina post prandiale	<b>2</b>
Routine	3-T Bianco post prandiale	IT	indice itterico	<b>18</b>
Routine	3-T Bianco post prandiale	PEPCP	Peptide C post prandiale	<b>16</b>
Routine	3-T Bianco urina LABIO	OSMU	Osmolarita' - U	<b>53</b>
Routine	3-T. Bianco orario	CORTH	Cortisolo	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>76588</b>
Routine	3-T.Bianco	A1G	Alfa1 glicoproteina acida	<b>24</b>
Routine	3-T.Bianco	ABTG	Anticorpi anti Tireoglobulina (AbTg)	<b>2761</b>
Routine	3-T.Bianco	ACE	Angiotensina enz. conv.	<b>220</b>
Routine	3-T.Bianco	ACIBITO	Acidi biliari totali	<b>284</b>
Routine	3-T.Bianco	AFP	Alfa1-fetoproteina (AFP)	<b>1133</b>
Routine	3-T.Bianco	ALB	Albumina	<b>3729</b>
Routine	3-T.Bianco	ALDOLA	Aldolasi	<b>121</b>

Routine	3-T.Bianco	ALFATRI	Alfa1 antitripsina	<b>114</b>
Routine	3-T.Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>12567</b>
Routine	3-T.Bianco	ALT	ALT (GPT)	<b>48413</b>
Routine	3-T.Bianco	AMILA	Amilasi totale	<b>1707</b>
Routine	3-T.Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	<b>614</b>
Routine	3-T.Bianco	APOA	Apolipoproteina A1	<b>63</b>
Routine	3-T.Bianco	APOB	Apolipoproteina B	<b>134</b>
Routine	3-T.Bianco	APTO	Aptoglobina	<b>458</b>
Routine	3-T.Bianco	AST	AST (GOT)	<b>38317</b>
Routine	3-T.Bianco	AZOT	Urea	<b>19651</b>
Routine	3-T.Bianco	B12	Vitamina B12	<b>9747</b>
Routine	3-T.Bianco	BETA2	Beta2 Microglobulina	<b>782</b>
Routine	3-T.Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>18034</b>
Routine	3-T.Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>17989</b>
Routine	3-T.Bianco	C3	Complemento C3	<b>1387</b>
Routine	3-T.Bianco	C4	Complemento C4	<b>1310</b>
Routine	3-T.Bianco	CA	Calcio totale	<b>14373</b>
Routine	3-T.Bianco	CA125	CA 125	<b>1050</b>
Routine	3-T.Bianco	CA153	CA 15-3	<b>1653</b>
Routine	3-T.Bianco	CA199	CA 19-9	<b>1736</b>
Routine	3-T.Bianco	CAZEPI	Carbamazepina	<b>98</b>
Routine	3-T.Bianco	CEA	CEA	<b>3315</b>
Routine	3-T.Bianco	CERU	Ceruloplasmina	<b>139</b>
Routine	3-T.Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>829</b>
Routine	3-T.Bianco	CISC	Cistatina C	<b>158</b>
Routine	3-T.Bianco	CK	Creatinchinasi	<b>12445</b>
Routine	3-T.Bianco	CL	Cloro	<b>2066</b>
Routine	3-T.Bianco	COLETO	Colesterolo totale	<b>40505</b>
Routine	3-T.Bianco	CORT	Cortisolo	<b>877</b>
Routine	3-T.Bianco	CRS	Creatinina	<b>51949</b>

Routine	3-T.Bianco	CU	Rame	150
Routine	3-T.Bianco	D25OH	Vitamina D 25 OH	19956
Routine	3-T.Bianco	DHEAS	DHEA solfato	497
Routine	3-T.Bianco	DIGO	Digossina	91
Routine	3-T.Bianco	ERIPO	Eritropoietina	181
Routine	3-T.Bianco	ESTR	Estradiolo HS	1665
Routine	3-T.Bianco	FE	Ferro	16203
Routine	3-T.Bianco	FENI	Fenitoina	56
Routine	3-T.Bianco	FENO	Fenobarbital	41
Routine	3-T.Bianco	FERR	Feritina	16234
Routine	3-T.Bianco	FOL	Acido Folico	7867
Routine	3-T.Bianco	FRU	Fruttosamina	318
Routine	3-T.Bianco	FSH	Follitropina (FSH)	1918
Routine	3-T.Bianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	3136
Routine	3-T.Bianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	8077
Routine	3-T.Bianco	GENTA	Gentamicina	1
Routine	3-T.Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	51638
Routine	3-T.Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	30002
Routine	3-T.Bianco	GLIC	Glucosio	45788
Routine	3-T.Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	713
Routine	3-T.Bianco	HDL	Colesterolo HDL	41082
Routine	3-T.Bianco	HGH	Somatotropina (GH)	96
Routine	3-T.Bianco	IGA	Immunoglobuline A	32
Routine	3-T.Bianco	IGAREFLEX	Immunoglobuline A	22
Routine	3-T.Bianco	IGAs	Immunoglobuline A Low	150
Routine	3-T.Bianco	IGG	Immunoglobuline G	3506
Routine	3-T.Bianco	IGM	Immunoglobuline M	3162
Routine	3-T.Bianco	IGMs	Immunoglobuline M Low	325
Routine	3-T.Bianco	IL6	Interleuchina 6	102
Routine	3-T.Bianco	ILI	LI	76585

Routine	3-T.Bianco	INS	Insulina	1611
Routine	3-T.Bianco	IT	indice itterico	76577
Routine	3-T.Bianco	K	Potassio	25278
Routine	3-T.Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	3998
Routine	3-T.Bianco	LDL	Colesterolo LDL	18151
Routine	3-T.Bianco	LH	Luteotropina (LH)	1653
Routine	3-T.Bianco	LI	Litio	231
Routine	3-T.Bianco	LIP	Lipasi	2338
Routine	3-T.Bianco	LPA	Lipoproteina (a)	651
Routine	3-T.Bianco	MG	Magnesio	4590
Routine	3-T.Bianco	NA	Sodio	24374
Routine	3-T.Bianco	OSM	Osmolarita` plasmatica	0
Routine	3-T.Bianco	OSMC	Osmolarita` plasmatica	154
Routine	3-T.Bianco	P	Fosforo inorganico	5533
Routine	3-T.Bianco	PCT	Procalcitonina	316
Routine	3-T.Bianco	PEPC	Peptide C	851
Routine	3-T.Bianco	PREALB	Prealbumina	1465
Routine	3-T.Bianco	PRL	Prolattina (PRL)	1406
Routine	3-T.Bianco	PRLM	Macroprolattina	9
Routine	3-T.Bianco	PRLMP	Prolattina (PRL)	9
Routine	3-T.Bianco	PROG	Progesterone	901
Routine	3-T.Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	16750
Routine	3-T.Bianco	PROTCH	Proteina C ultrasensibile	11
Routine	3-T.Bianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	1237
Routine	3-T.Bianco	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	2933
Routine	3-T.Bianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	11871
Routine	3-T.Bianco	PTH	Paratormone (PTH)	4549
Routine	3-T.Bianco	RF	Fattore Reumatoide	2039
Routine	3-T.Bianco	SATRF	Saturazione Transferrina	4976
Routine	3-T.Bianco	SHBG	SHBG (Sex orm. bind.)	90

Routine	3-T.Bianco	TASL	Titolo anti Streptolisinico	<b>479</b>
Routine	3-T.Bianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>18142</b>
Routine	3-T.Bianco	TESTO	Testosterone	<b>1188</b>
Routine	3-T.Bianco	TG	Tireoglobulina (Tg)	<b>909</b>
Routine	3-T.Bianco	TP	Proteine totali	<b>19936</b>
Routine	3-T.Bianco	TPO	Anticorpi anti TPO	<b>2797</b>
Routine	3-T.Bianco	TRAREC	Rec. libero transferrina	<b>117</b>
Routine	3-T.Bianco	TRF	Transferrina	<b>5648</b>
Routine	3-T.Bianco	TRIG	Trigliceridi	<b>39455</b>
Routine	3-T.Bianco	TSH	Tireotropina (TSH)	<b>6676</b>
Routine	3-T.Bianco	TSHPN	Tireotropina (TSH)	<b>604</b>
Routine	3-T.Bianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	<b>25638</b>
Routine	3-T.Bianco	URIC	Acido urico	<b>26976</b>
Routine	3-T.Bianco	VALP	Acido valproico	<b>327</b>
Routine	3-T.Bianco	VANCO	Vancomicina	<b>29</b>
Routine	3-T.Bianco	ZINCO	Zinco	<b>334</b>
Routine	3-T.Bianco arteria	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Routine	3-T.Bianco arteria	AZART	Urea arteria	<b>3</b>
Routine	3-T.Bianco arteria	ILI	LI	<b>3</b>
Routine	3-T.Bianco arteria	IT	indice itterico	<b>3</b>
Routine	3-T.Bianco curva -20	5120	- 20'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva -20	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva -20	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva -20	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	5005	Dopo 120'	<b>25</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	5019	Dopo 120'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	5049	Dopo 120'	<b>23</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	5066	Dopo 120'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	5086	Dopo 120'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	5E	Indice siero emolisi	<b>50</b>



Routine	3-T.Bianco curva +120	ILI	LI	<b>49</b>
Routine	3-T.Bianco curva +120	IT	indice itterico	<b>49</b>
Routine	3-T.Bianco curva +180	5006	Dopo 180'	<b>22</b>
Routine	3-T.Bianco curva +180	5E	Indice siero emolisi	<b>22</b>
Routine	3-T.Bianco curva +180	ILI	LI	<b>22</b>
Routine	3-T.Bianco curva +180	IT	indice itterico	<b>22</b>
Routine	3-T.Bianco curva +20	5026	Dopo 20'	<b>37</b>
Routine	3-T.Bianco curva +20	5062	Dopo 20'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +20	5082	Dopo 20'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +20	5E	Indice siero emolisi	<b>38</b>
Routine	3-T.Bianco curva +20	ILI	LI	<b>38</b>
Routine	3-T.Bianco curva +20	IT	indice itterico	<b>38</b>
Routine	3-T.Bianco curva +240	5007	Dopo 240'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +240	5E	Indice siero emolisi	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +240	ILI	LI	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +240	IT	indice itterico	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5002	Dopo 30'	<b>22</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5016	Dopo 30'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5027	Dopo 30'	<b>9</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5046	Dopo 30'	<b>23</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5063	Dopo 30'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5083	Dopo 30'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	5E	Indice siero emolisi	<b>56</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	ILI	LI	<b>55</b>
Routine	3-T.Bianco curva +30	IT	indice itterico	<b>55</b>
Routine	3-T.Bianco curva +300	5008	Dopo 300'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +300	5E	Indice siero emolisi	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +300	ILI	LI	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +300	IT	indice itterico	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +40	5028	Dopo 40'	<b>37</b>

Routine	3-T.Bianco curva +40	5E	Indice siero emolisi	<b>36</b>
Routine	3-T.Bianco curva +40	ILI	LI	<b>36</b>
Routine	3-T.Bianco curva +40	IT	indice itterico	<b>36</b>
Routine	3-T.Bianco curva +40'	5091	Dopo 40'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +40'	5092	Dopo 40'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5003	Dopo 60'	<b>25</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5017	Dopo 60'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5029	Dopo 60'	<b>46</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5047	Dopo 60'	<b>23</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5064	Dopo 60'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5084	Dopo 60'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	5E	Indice siero emolisi	<b>97</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	ILI	LI	<b>97</b>
Routine	3-T.Bianco curva +60	IT	indice itterico	<b>97</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	5004	Dopo 90'	<b>21</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	5018	Dopo 90'	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	5048	Dopo 90'	<b>23</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	5065	Dopo 90'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	5085	Dopo 90'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	5E	Indice siero emolisi	<b>45</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	ILI	LI	<b>45</b>
Routine	3-T.Bianco curva +90	IT	indice itterico	<b>45</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5001	Insulina basale	<b>28</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5015	Peptide C basale	<b>3</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5024	Base	<b>46</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5042	Base	<b>23</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5061	Base	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5081	Base	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	5E	Indice siero emolisi	<b>101</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	FSHGNRH	FSH x GnRH Test (tempo 120')	<b>1</b>

Routine	3-T.Bianco curva base	FSHLHRH	FSH dosaggi x LHRH	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	GHARG	GH dopo Arginina	<b>10</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	GHCLO	GH dopo Clonidina	<b>13</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	ILI	LI	<b>100</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	INSCU	Curva insulinemica dopo carico di glucosio	<b>28</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	IT	indice itterico	<b>100</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	LHGNRH	LH x GnRH Test (tempo 120')	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	LHLHRH	LH dosaggi x LHRH	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	PEPCU	Curva Peptide C dopo glucosio	<b>2</b>
Routine	3-T.Bianco curva base	PRLCU	Prolattina dosaggi seriati	<b>46</b>
Routine	3-T.Bianco ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	<b>2257</b>
Routine	3-T.Bianco ghiaccio	ILI	LI	<b>2257</b>
Routine	3-T.Bianco ghiaccio	IT	indice itterico	<b>2257</b>
Routine	3-T.Bianco ghiaccio	OMOCIS	Omocisteina	<b>2267</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +120	5428	+ 120'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +120	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +120	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +120	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +30	5424	+ 30'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +30	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +30	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +30	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +60	5426	+ 60'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +60	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +60	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +60	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +90	5427	+ 90'	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +90	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +90	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-T.Bianco grfarg +90	IT	indice itterico	<b>1</b>

Routine	3-T.Bianco grfarg 0	5422	Base	1
Routine	3-T.Bianco grfarg 0	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	3-T.Bianco grfarg 0	GHARGGRF	Test al GRF + arginina- GH	1
Routine	3-T.Bianco grfarg 0	ILI	LI	1
Routine	3-T.Bianco grfarg 0	IT	indice itterico	1
Routine	3-T.Bianco ur.acidificate	1700	Creatinina urina	95
Routine	3-T.Bianco urina	52310	Creatinina - U	266
Routine	3-T.Bianco urina	ALBFR	Albumina urina frazionata	3
Routine	3-T.Bianco urina	ANFE	Amfetamine su urina	951
Routine	3-T.Bianco urina	BARBU	Barbiturati su urina	395
Routine	3-T.Bianco urina	BENZOU	Benzodiazepine su urina	1007
Routine	3-T.Bianco urina	BUPRE	Buprenorfina su urina	673
Routine	3-T.Bianco urina	CANNA	Cannabinoidi su urina	1439
Routine	3-T.Bianco urina	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	2691
Routine	3-T.Bianco urina	ETGU	Etilglucuronide su urina	1784
Routine	3-T.Bianco urina	EXTA	Ecstasy su urina	442
Routine	3-T.Bianco urina	METADONE	Metadone su urina	1845
Routine	3-T.Bianco urina	MIALBU	Albumina urina	6358
Routine	3-T.Bianco urina	MICROAR	Albumina-Creatinina U Ratio	266
Routine	3-T.Bianco urina	OPPIO	Oppiacei su urina	2340
Routine	3-T.Bianco urina	OXYU	Ossicodone su urina	38
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1651	Sodio urina	379
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1652	Sodio urina 24h	368
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1653	Potassio urina	278
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1654	Potassio urina 24h	275
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1655	Cloro urina	109
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1656	Cloro urina 24h	99
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1657	Calcio urina	1149
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1658	Calcio urina 24h	1136
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1659	Magnesio urina	137

Routine	3-T.Bianco urine 24h	1660	Magnesio urina 24h	132
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1661	Fosforo urina	976
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1662	Fosforo urina 24h	967
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1663	Acido urico urina	126
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1664	Acido urico urina 24h	126
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1665	Amilasi urina	9
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1666	Amilasi urina 24h	9
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1667	Urea urina	169
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1668	Urea urina 24h	166
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1669	Creatinina urina	1204
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1670	Creatinina urina 24h	581
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1671	Glucosio urina	59
Routine	3-T.Bianco urine 24h	1672	Glucosio urina 24h	49
Routine	3-T.Bianco urine 24h	CLC	Creatinina clearance	652
Routine	3-T.Bianco urine 24h	CORTU	Cortisolo urina	0
Routine	3-T.Bianco urine 24h	CORTUA	Cortisolo urina	15
Routine	3-T.Bianco urine 24h	CORTUC	Cortisolo urina 24h	15
Routine	3-T.Bianco urine 24h	TPU	Proteine urina	1260
Routine	3-T.Bianco urine 24h	TPUC	Proteine urina 24h	1244
Routine	3-T.Bianco vena	5E	Indice siero emolisi	3
Routine	3-T.Bianco vena	AZVEN	Urea vena	3
Routine	3-T.Bianco vena	ILI	LI	3
Routine	3-T.Bianco vena	IT	indice itterico	3
Routine	3-T.Bianco vena perifer.	5E	Indice siero emolisi	3
Routine	3-T.Bianco vena perifer.	AZVEP	Urea vena periferica	3
Routine	3-T.Bianco vena perifer.	ILI	LI	3
Routine	3-T.Bianco vena perifer.	IT	indice itterico	3
Routine	3-T.Giallo	3032	IgG (siero)	65
Routine	3-T.Giallo	3033	Albumina (siero)	65
Routine	3-T.Giallo	3036	Indice di Link	65

Routine	3-T.Giallo	3037	Indice di barriera	65
Routine	3-T.Giallo	3038	K free siero	5
Routine	3-T.Giallo	3040	K index	3
Routine	3-T.Giallo	3138	L free siero	2
Routine	3-T.Giallo	3140	L index	2
Routine	3-T.Giallo	5E	Indice siero emolisi	20
Routine	3-T.Giallo	C1EST	C1 esterasi inibitore	85
Routine	3-T.Giallo	CATELE	Kappa e Lambda free sieriche	1125
Routine	3-T.Giallo	DNASI	Ab anti DNasi B streptococcica	52
Routine	3-T.Giallo	IGA	Immunoglobuline A	2856
Routine	3-T.Giallo	IGAREFLEX	Immunoglobuline A	2336
Routine	3-T.Giallo	IgG1	IgG1	158
Routine	3-T.Giallo	IgG2	IgG2	158
Routine	3-T.Giallo	IgG3	IgG3	158
Routine	3-T.Giallo	IgG4	IgG4	159
Routine	3-T.Giallo	ILI	LI	20
Routine	3-T.Giallo	IT	indice itterico	20
Routine	3-T.Giallo	MACRO	Alfa2 macroglobulina	8
Routine	3-T.Giallo	RBP	Retinol binding prot.	444
Routine	3-T.Giallo	SAA	Siero Amiloide A (SAA)	38
Routine	3-T.Giallo BTP	BTP	Beta trace protein	2
Routine	3-T.Grigio 4ml ALCO	5E	Indice siero emolisi	269
Routine	3-T.Grigio 4ml ALCO	ALCO	Alcool	270
Routine	3-T.Grigio 4ml ALCO	ILI	LI	269
Routine	3-T.Grigio 4ml ALCO	IT	indice itterico	269
Routine	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	48
Routine	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	ILI	LI	48
Routine	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	IT	indice itterico	48
Routine	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	LAT	Acido lattico	49
Routine	3-T.Grigio circadiano	5E	Indice siero emolisi	1

Routine	3-T.Grigio circadiano	GLICH	Glicemia	1
Routine	3-T.Grigio circadiano	ILI	LI	1
Routine	3-T.Grigio circadiano	IT	indice itterico	1
Routine	3-T.Lilla 3 ml clino	5298	Rapporto Aldosterone/Renina clino	2
Routine	3-T.Lilla 3 ml clino	ALDOC	Aldosterone clino	2
Routine	3-T.Lilla 3 ml clino	RENINAC	Renina attiva clino	12
Routine	3-T.Lilla 3 ml LABRA	5300	Rapporto Aldosterone/Renina	77
Routine	3-T.Lilla 3 ml LABRA	ALDO	Aldosterone	113
Routine	3-T.Lilla 3 ml LABRA	RENINA	Renina attiva	127
Routine	3-T.Lilla 3 ml orto	5299	Rapporto Aldosterone/Renina - orto	14
Routine	3-T.Lilla 3 ml orto	ALDOO	Aldosterone orto	15
Routine	3-T.Lilla 3 ml orto	RENINAO	Renina attiva orto	15
Routine	3-T.Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	366
Routine	3-T.Lilla 3ml BNP	ILI	LI	358
Routine	3-T.Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	358
Routine	3-T.Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	366
Routine	3-T.Lilla ghiac. -20	5140	- 20'	1
Routine	3-T.Lilla ghiac. -20	ACTHCRF	ACTH dosaggi dopo CRF	1
Routine	3-T.Lilla ghiaccio LABRA	ACTH	ACTH	759
Routine	3-T.Rosa 4ml EDTA	G6PDH	Glucosio 6 fosfato deidrogenasi	128
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	ALPOS	Fosfatasi Alcalina Ossea (BAP)	1459
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	ANDRO	Delta4 androstenedione	374
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	BIHCG	Beta-HCG free	461
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	BIPAPP	PAPP-A	461
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	CLAPS	Cross-Laps	1520
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	D125OH	Vitamina D 1,25 OH	252
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	GASTRI	Gastrina	306
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	IGF1	Somatomedina	284
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	IGFBP	IGFBP-3	5
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	OSTEO	Osteocalcina	254

Routine	3-T.Ruggine 5 ml	PINP	Propeptide Amino terminale Intatto di Procollagene 1	10
Routine	3-T.Ruggine 5 ml	TRACP	Fosfatasi acida tartrato resistente	10
Routine	3-T.Ruggine 5 ml II	ABTSH	Ab anti recettori del TSH	684
Routine	3-T.Ruggine 5 ml II	CGA	Cromogranina A II G	131
Routine	3-T.Ruggine 5 ml II	COPE	Copeptina	7
Routine	3-T.Ruggine 5 ml II	CYFRA	Ca 21-1 (Cyfra)	340
Routine	3-T.Ruggine 5 ml II	NSE	NSE (Neur. spec. enolase)	403
Routine	3-T.synacthen 0	5385	Base	4
Routine	3-T.synacthen 0	5E	Indice siero emolisi	4
Routine	3-T.synacthen 0	CORSYN	T. synacthen - Cortisolo	4
Routine	3-T.synacthen 0	ILI	LI	4
Routine	3-T.synacthen 0	IT	indice itterico	4
Routine	3-T.synacthen 30	5386	+ 30'	4
Routine	3-T.synacthen 30	5E	Indice siero emolisi	4
Routine	3-T.synacthen 30	ILI	LI	4
Routine	3-T.synacthen 30	IT	indice itterico	4
Routine	3-T.synacthen 60	5387	+ 60'	4
Routine	3-T.synacthen 60	5E	Indice siero emolisi	4
Routine	3-T.synacthen 60	ILI	LI	4
Routine	3-T.synacthen 60	IT	indice itterico	4
Routine	3-T.synacthen 90	5388	+ 90'	1
Routine	3-T.synacthen 90	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	3-T.synacthen 90	ILI	LI	1
Routine	3-T.synacthen 90	IT	indice itterico	1
Routine	3-T.Verde 4ml ghiac.LABBI	CAION	Calcio ionizzato	180
Routine	3-T.Verde Epar. Li gel	5E	Indice siero emolisi	161
Routine	3-T.Verde Epar. Li gel	CTNI	Troponina I	125
Routine	3-T.Verde Epar. Li gel	ILI	LI	161
Routine	3-T.Verde Epar. Li gel	IT	indice itterico	161
Routine	3-T.Verde Epar. Li gel	MB	CK-MB (massa)	125



Routine	3-T.Verde Epar. Li gel	MIOG	Mioglobina	<b>141</b>
Routine	3-Test CRF acth 0	5342	Base	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF acth 120	5348	+ 120'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF acth 15	5344	+ 15'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF acth 180	5349	+ 180'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF acth 30	5345	+ 30'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF acth 60	5346	+ 60'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF acth 90	5347	+ 90'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 0	5352	Base	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 0	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 0	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 0	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 120	5358	+ 120'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 120	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 120	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 120	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 15	5354	+ 15'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 15	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 15	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 15	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 180	5359	+ 180'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 180	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 180	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 180	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 30	5355	+ 30'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 30	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 30	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 30	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 60	5356	+ 60'	<b>1</b>
Routine	3-Test CRF cortis 60	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>

Routine	3-Test CRF cortis 60	ILI	LI	1
Routine	3-Test CRF cortis 60	IT	indice itterico	1
Routine	3-Test CRF cortis 90	5357	+ 90'	1
Routine	3-Test CRF cortis 90	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	3-Test CRF cortis 90	ILI	LI	1
Routine	3-Test CRF cortis 90	IT	indice itterico	1
Routine	3-Urina 24hT.giallo	ALDOU	ALDOSTERONE	0
Routine	3-Urina 24hT.giallo	ALDOUA	Aldosterone urina	8
Routine	3-Urina 24hT.giallo	ALDOUC	Aldosterone urina 24h	8
Routine	3-Urina LABEL	BETA2UR	Beta2 microglobulina urina	34
Routine	3-Urina LABEL	GLOBUR	Alfa1 microglobulina urina	88
Routine	5-Barattolo x IgA sal	IGAS	IgA salivari	2
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	6
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	7
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	6
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	6
Routine	5-Liquidi chim.fis.	VERS	Esame chimico fisico	1
Routine	5-sierobianco	5E	Indice siero emolisi	9
Routine	5-sierobianco	ALB	Albumina	4
Routine	5-sierobianco	ALP	Fosfatasi alcalina	2
Routine	5-sierobianco	ALT	ALT (GPT)	8
Routine	5-sierobianco	AST	AST (GOT)	6
Routine	5-sierobianco	AZOT	Urea	6
Routine	5-sierobianco	B12	Vitamina B12	2
Routine	5-sierobianco	BILDIR	Bilirubina diretta	3
Routine	5-sierobianco	BILIND	Bilirubina indiretta	3
Routine	5-sierobianco	CA	Calcio totale	4
Routine	5-sierobianco	CEA	CEA	1
Routine	5-sierobianco	CK	Creatinchinasi	1
Routine	5-sierobianco	CL	Cloro	2

Routine	5-sierobianco	COLETO	Colesterolo totale	3
Routine	5-sierobianco	CORT	Cortisolo	1
Routine	5-sierobianco	CRS	Creatinina	7
Routine	5-sierobianco	ESTR	Estradiolo HS	1
Routine	5-sierobianco	FE	Ferro	4
Routine	5-sierobianco	FERR	Ferritina	4
Routine	5-sierobianco	FOL	Acido Folico	2
Routine	5-sierobianco	FSH	Follitropina (FSH)	1
Routine	5-sierobianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	2
Routine	5-sierobianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	4
Routine	5-sierobianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	7
Routine	5-sierobianco	GGT	Gamma GT (GGT)	3
Routine	5-sierobianco	GLIC	Glucosio	7
Routine	5-sierobianco	HDL	Colesterolo HDL	3
Routine	5-sierobianco	ILI	LI	9
Routine	5-sierobianco	INS	Insulina	1
Routine	5-sierobianco	IT	indice itterico	9
Routine	5-sierobianco	K	Potassio	4
Routine	5-sierobianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	3
Routine	5-sierobianco	LH	Luteotropina (LH)	1
Routine	5-sierobianco	MG	Magnesio	4
Routine	5-sierobianco	NA	Sodio	4
Routine	5-sierobianco	OSM	Osmolarita` plasmatica	0
Routine	5-sierobianco	P	Fosforo inorganico	4
Routine	5-sierobianco	PRL	Prolattina (PRL)	1
Routine	5-sierobianco	PROTC	Proteina C reattiva	5
Routine	5-sierobianco	PTH	Paratormone (PTH)	1
Routine	5-sierobianco	SATRF	Saturazione Transferrina	3
Routine	5-sierobianco	TBIL	Bilirubina totale	3
Routine	5-sierobianco	TP	Proteine totali	6

Routine	5-sierobianco	TRF	Transferrina	3
Routine	5-sierobianco	TRIG	Trigliceridi	3
Routine	5-sierobianco	TSH	Tireotropina (TSH)	3
Routine	5-sierobianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	1
Routine	5-sierobianco	URIC	Acido urico	2
Routine	5-T.Verde ghiaccio	CAION	Calcio ionizzato	2
Routine	5-urina t.bianco	1669	Creatinina urina	1
Routine	5-urina t.bianco	CLC	Creatinina clearance	1
Routine	5-urina t.bianco	TPU	Proteine urina	2
Routine	5-urina t.bianco	TPUC	Proteine urina 24h	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	5E	Indice siero emolisi	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ALB	Albumina	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ALT	ALT (GPT)	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AST	AST (GOT)	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AZOT	Urea	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CA	Calcio totale	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CL	Cloro	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	COLETO	Colesterolo totale	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CRS	Creatinina	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FE	Ferro	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FERR	Ferritina	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	GLIC	Glucosio	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	HDL	Colesterolo HDL	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ILI	LI	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	IT	indice itterico	2

Routine	IM-3001 Tappo Bianco	K	Potassio	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	LDL	Colesterolo LDL	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	MG	Magnesio	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	NA	Sodio	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	OSM	Osmolarita` plasmatica	0
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	OSMC	Osmolarita` plasmatica	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	P	Fosforo inorganico	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PCT	Procalcitonina	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	2
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	SATRF	Saturazione Transferrina	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TBIL	Bilirubina totale	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TP	Proteine totali	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TRF	Transferrina	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TRIG	Trigliceridi	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1651	Sodio urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1652	Sodio urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1653	Potassio urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1654	Potassio urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1655	Cloro urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1656	Cloro urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1657	Calcio urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1658	Calcio urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1659	Magnesio urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1660	Magnesio urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1661	Fosforo urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1662	Fosforo urina 24h	1
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	1

Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	AZOT	Urea	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	1
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	ILI	LI	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	IT	indice itterico	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	K	Potassio	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	NA	Sodio	6
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	1
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	3
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	3
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	3
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	3
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	5E	Indice siero emolisi	3
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	CTNI	Troponina I	3
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	ILI	LI	3
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	IT	indice itterico	3
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	ILI	LI	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	IT	indice itterico	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	K	Potassio	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	MG	Magnesio	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	NA	Sodio	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	1
Urgenza 24H	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	50
Urgenza 24H	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	50

Urgenza 24H	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	50
Urgenza 24H	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	50
Urgenza 24H	3-Liquor LABUR	LATLIQ	Acido lattico (liquor)	2
Urgenza 24H	3-Liquor LABUR	LIQ	Esame citochimico Liquor	15
Urgenza 24H	3-T Bianco urina LABIO	1673	Glicosuria per osmou	654
Urgenza 24H	3-T Bianco urina LABIO	1674	Azoturia x osmolarita`	654
Urgenza 24H	3-T Bianco urina LABIO	1675	Na x osmouc	654
Urgenza 24H	3-T Bianco urina LABIO	OSMUC	Osmolarita` urinaria	653
Urgenza 24H	3-T.Bianco	5E	Indice siero emolisi	11804
Urgenza 24H	3-T.Bianco	ALB	Albumina	1088
Urgenza 24H	3-T.Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	1039
Urgenza 24H	3-T.Bianco	ALT	ALT (GPT)	9453
Urgenza 24H	3-T.Bianco	AMILA	Amilasi totale	861
Urgenza 24H	3-T.Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	AST	AST (GOT)	9879
Urgenza 24H	3-T.Bianco	AZOT	Urea	3232
Urgenza 24H	3-T.Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	8532
Urgenza 24H	3-T.Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	8515
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CA	Calcio totale	2916
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CAZEPI	Carbamazepina	10
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	105
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CK	Creatinchinasi	7076
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CL	Cloro	2280
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CRS	Creatinina	10867
Urgenza 24H	3-T.Bianco	DIGO	Digossina	33
Urgenza 24H	3-T.Bianco	FE	Ferro	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	FENI	Fenitoina	10
Urgenza 24H	3-T.Bianco	FENO	Fenobarbital	12
Urgenza 24H	3-T.Bianco	FERR	Ferritina	91
Urgenza 24H	3-T.Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	9882

Urgenza 24H	3-T.Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	1297
Urgenza 24H	3-T.Bianco	GLIC	Glucosio	9799
Urgenza 24H	3-T.Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	313
Urgenza 24H	3-T.Bianco	IL6	Interleuchina 6	126
Urgenza 24H	3-T.Bianco	ILI	LI	11803
Urgenza 24H	3-T.Bianco	IT	indice itterico	11802
Urgenza 24H	3-T.Bianco	K	Potassio	11006
Urgenza 24H	3-T.Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	449
Urgenza 24H	3-T.Bianco	LI	Litio	17
Urgenza 24H	3-T.Bianco	LIP	Lipasi	1298
Urgenza 24H	3-T.Bianco	MG	Magnesio	7738
Urgenza 24H	3-T.Bianco	NA	Sodio	10992
Urgenza 24H	3-T.Bianco	OSM	Osmolarita` plasmatica	0
Urgenza 24H	3-T.Bianco	OSMC	Osmolarita` plasmatica	1013
Urgenza 24H	3-T.Bianco	P	Fosforo inorganico	1258
Urgenza 24H	3-T.Bianco	PCT	Procalcitonina	2202
Urgenza 24H	3-T.Bianco	PREALB	Prealbumina	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	10012
Urgenza 24H	3-T.Bianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	0
Urgenza 24H	3-T.Bianco	TBIL	Bilirubina totale	8651
Urgenza 24H	3-T.Bianco	TP	Proteine totali	723
Urgenza 24H	3-T.Bianco	TRIG	Trigliceridi	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	TSH	Tireotropina (TSH)	0
Urgenza 24H	3-T.Bianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	URIC	Acido urico	548
Urgenza 24H	3-T.Bianco	VALP	Acido valproico	17
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	ANFE	Amfetamine su urina	60
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	BARBU	Barbiturati su urina	53
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	BENZOU	Benzodiazepine su urina	54
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	CANNA	Cannabinoidi su urina	63



Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	<b>61</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	EXTA	Ecstasy su urina	<b>55</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	METADONE	Metadone su urina	<b>61</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	OPPIO	Oppiacei su urina	<b>61</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1651	Sodio urina	<b>675</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1652	Sodio urina 24h	<b>581</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1653	Potassio urina	<b>670</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1654	Potassio urina 24h	<b>581</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1667	Urea urina	<b>433</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1668	Urea urina 24h	<b>382</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1669	Creatinina urina	<b>432</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urine 24h	1670	Creatinina urina 24h	<b>382</b>
Urgenza 24H	3-T.Giallo	5E	Indice siero emolisi	<b>5</b>
Urgenza 24H	3-T.Giallo	IGA	Immunoglobuline A	<b>5</b>
Urgenza 24H	3-T.Giallo	ILI	LI	<b>5</b>
Urgenza 24H	3-T.Giallo	IT	indice itterico	<b>5</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4ml ALCO	5E	Indice siero emolisi	<b>100</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4ml ALCO	ALCO	Alcool	<b>100</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4ml ALCO	ILI	LI	<b>100</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4ml ALCO	IT	indice itterico	<b>100</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	<b>42</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	ILI	LI	<b>42</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	IT	indice itterico	<b>42</b>
Urgenza 24H	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	LAT	Acido lattico	<b>42</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>624</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	<b>624</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	<b>624</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>625</b>
Urgenza 24H	3-T.Verde Epar. Li gel	5E	Indice siero emolisi	<b>1319</b>
Urgenza 24H	3-T.Verde Epar. Li gel	CTNI	Troponina I	<b>1227</b>

Urgenza 24H	3-T.Verde Epar. Li gel	ILI	LI	<b>1318</b>
Urgenza 24H	3-T.Verde Epar. Li gel	IT	indice itterico	<b>1316</b>
Urgenza 24H	3-T.Verde Epar. Li gel	MB	CK-MB (massa)	<b>477</b>
Urgenza 24H	3-T.Verde Epar. Li gel	MIOG	Mioglobina	<b>66</b>
Urgenza 24H	5-neroliq	LIQ	Esame citochimico Liquor	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	MB	CK-MB (massa)	<b>1</b>
Referti in giornata	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>4</b>
Referti in giornata	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>4</b>
Referti in giornata	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>4</b>
Referti in giornata	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>4</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>3976</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	A1G	Alfa1 glicoproteina acida	<b>6</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ABTG	Anticorpi anti Tireoglobulina (AbTg)	<b>3</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ACIBITO	Acidi biliari totali	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	AFP	Alfa1-fetoproteina (AFP)	<b>6</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ALB	Albumina	<b>1096</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>1035</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ALT	ALT (GPT)	<b>1913</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	AMILA	Amilasi totale	<b>21</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	<b>4</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	APTO	Aptoglobina	<b>28</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	AST	AST (GOT)	<b>1858</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	AZOT	Urea	<b>1628</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	B12	Vitamina B12	<b>44</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	BETA2	Beta2 Microglobulina	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>1796</b>

Referti in giornata	3-T.Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>1538</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	C3	Complemento C3	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	C4	Complemento C4	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CA	Calcio totale	<b>1716</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CA125	CA 125	<b>29</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CA153	CA 15-3	<b>40</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CA199	CA 19-9	<b>77</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CEA	CEA	<b>133</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>69</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CISC	Cistatina C	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CK	Creatinchinasi	<b>267</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CL	Cloro	<b>310</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	COLETO	Colesterolo totale	<b>78</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CORT	Cortisolo	<b>18</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	CRS	Creatinina	<b>3793</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	D25OH	Vitamina D 25 OH	<b>59</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	DHEAS	DHEA solfato	<b>1</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ERIPO	Eritropoietina	<b>31</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	ESTR	Estradiolo HS	<b>3</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FE	Ferro	<b>519</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FENI	Fenitoina	<b>1</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FERR	Ferritina	<b>114</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FOL	Acido Folico	<b>43</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FRU	Fruttosamina	<b>3</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FSH	Follitropina (FSH)	<b>4</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	<b>105</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	<b>116</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	<b>3378</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>914</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	GLIC	Glucosio	<b>3499</b>

Referti in giornata	3-T.Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	2
Referti in giornata	3-T.Bianco	HDL	Colesterolo HDL	78
Referti in giornata	3-T.Bianco	HGH	Somatotropina (GH)	1
Referti in giornata	3-T.Bianco	IGG	Immunoglobuline G	40
Referti in giornata	3-T.Bianco	IGM	Immunoglobuline M	40
Referti in giornata	3-T.Bianco	ILI	LI	3976
Referti in giornata	3-T.Bianco	INS	Insulina	7
Referti in giornata	3-T.Bianco	IT	indice itterico	3976
Referti in giornata	3-T.Bianco	K	Potassio	3723
Referti in giornata	3-T.Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	404
Referti in giornata	3-T.Bianco	LDL	Colesterolo LDL	58
Referti in giornata	3-T.Bianco	LH	Luteotropina (LH)	4
Referti in giornata	3-T.Bianco	LIP	Lipasi	17
Referti in giornata	3-T.Bianco	LPA	Lipoproteina (a)	2
Referti in giornata	3-T.Bianco	MG	Magnesio	588
Referti in giornata	3-T.Bianco	NA	Sodio	3715
Referti in giornata	3-T.Bianco	P	Fosforo inorganico	297
Referti in giornata	3-T.Bianco	PCT	Procalcitonina	10
Referti in giornata	3-T.Bianco	PEPC	Peptide C	3
Referti in giornata	3-T.Bianco	PREALB	Prealbumina	10
Referti in giornata	3-T.Bianco	PRL	Prolattina (PRL)	9
Referti in giornata	3-T.Bianco	PROG	Progesterone	1
Referti in giornata	3-T.Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	984
Referti in giornata	3-T.Bianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	32
Referti in giornata	3-T.Bianco	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	4
Referti in giornata	3-T.Bianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	11
Referti in giornata	3-T.Bianco	PTH	Paratormone (PTH)	16
Referti in giornata	3-T.Bianco	SATRF	Saturazione Transferrina	93
Referti in giornata	3-T.Bianco	SHBG	SHBG (Sex orm. bind.)	1
Referti in giornata	3-T.Bianco	TASL	Titolo anti Streptolisinico	1

Referti in giornata	3-T.Bianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>1796</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TESTO	Testosterone	<b>11</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TG	Tireoglobulina (Tg)	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TP	Proteine totali	<b>449</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TPO	Anticorpi anti TPO	<b>3</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TRF	Transferrina	<b>99</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TRIG	Trigliceridi	<b>69</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TSH	Tireotropina (TSH)	<b>124</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	<b>42</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco	URIC	Acido urico	<b>1247</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco ghiaccio	ILI	LI	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco ghiaccio	IT	indice itterico	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco ghiaccio	OMOCIS	Omocisteina	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urina	MIALBU	Albumina urina	<b>16</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1651	Sodio urina	<b>6</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1652	Sodio urina 24h	<b>6</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1653	Potassio urina	<b>5</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1654	Potassio urina 24h	<b>5</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1655	Cloro urina	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1656	Cloro urina 24h	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1657	Calcio urina	<b>8</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1658	Calcio urina 24h	<b>8</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1659	Magnesio urina	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1660	Magnesio urina 24h	<b>2</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1661	Fosforo urina	<b>7</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1662	Fosforo urina 24h	<b>6</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1667	Urea urina	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1668	Urea urina 24h	<b>9</b>
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1669	Creatinina urina	<b>13</b>

Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	1670	Creatinina urina 24h	5
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	CLC	Creatinina clearance	9
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	TPU	Proteine urina	16
Referti in giornata	3-T.Bianco urine 24h	TPUC	Proteine urina 24h	16
Referti in giornata	3-T.Giallo	CATELE	Kappa e Lambda free sieriche	19
Referti in giornata	3-T.Giallo	IGA	Immunoglobuline A	40
Referti in giornata	3-T.Giallo	RBP	Retinol binding prot.	1
Referti in giornata	3-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	2
Referti in giornata	3-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	2
Referti in giornata	3-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	2
Referti in giornata	3-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	2
Referti in giornata	3-T.Lilla ghiaccio LABRA	ACTH	ACTH	15
Referti in giornata	3-T.Rosa 4ml EDTA	G6PDH	Glucosio 6 fosfato deidrogenasi	1
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml	ALPOS	Fosfatasi Alcalina Ossea (BAP)	4
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml	ANDRO	Delta4 androstenedione	1
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml	CLAPS	Cross-Laps	7
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml	D125OH	Vitamina D 1,25 OH	3
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml	IGF1	Somatomedina	1
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml II	CGA	Cromogranina A II G	3
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml II	CYFRA	Ca 21-1 (Cyfra)	13
Referti in giornata	3-T.Ruggine 5 ml II	NSE	NSE (Neur. spec. enolase)	14
Referti in giornata	3-T.Verde 4ml ghiac.LABBI	CAION	Calcio ionizzato	1
Referti in giornata	3-T.Verde Epar. Li gel	5E	Indice siero emolisi	1
Referti in giornata	3-T.Verde Epar. Li gel	CTNI	Troponina I	1
Referti in giornata	3-T.Verde Epar. Li gel	ILI	LI	1
Referti in giornata	3-T.Verde Epar. Li gel	IT	indice itterico	1
Referti in giornata	3-Urina LABEL	GLOBUR	Alfa1 microglobulina urina	1
Referti in giornata	5-sierobianco	5E	Indice siero emolisi	1
Referti in giornata	5-sierobianco	ALB	Albumina	1
Referti in giornata	5-sierobianco	ALP	Fosfatasi alcalina	1

Referti in giornata	5-sierobianco	ALT	ALT (GPT)	1
Referti in giornata	5-sierobianco	AMILA	Amilasi totale	1
Referti in giornata	5-sierobianco	AST	AST (GOT)	1
Referti in giornata	5-sierobianco	AZOT	Urea	1
Referti in giornata	5-sierobianco	BILDIR	Bilirubina diretta	1
Referti in giornata	5-sierobianco	BILIND	Bilirubina indiretta	1
Referti in giornata	5-sierobianco	CA	Calcio totale	1
Referti in giornata	5-sierobianco	CL	Cloro	1
Referti in giornata	5-sierobianco	CRS	Creatinina	1
Referti in giornata	5-sierobianco	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	1
Referti in giornata	5-sierobianco	GGT	Gamma GT (GGT)	1
Referti in giornata	5-sierobianco	GLIC	Glucosio	1
Referti in giornata	5-sierobianco	ILI	LI	1
Referti in giornata	5-sierobianco	IT	indice itterico	1
Referti in giornata	5-sierobianco	K	Potassio	1
Referti in giornata	5-sierobianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	1
Referti in giornata	5-sierobianco	NA	Sodio	1
Referti in giornata	5-sierobianco	P	Fosforo inorganico	1
Referti in giornata	5-sierobianco	TBIL	Bilirubina totale	1
Referti in giornata	5-sierobianco	TP	Proteine totali	1
Referti in giornata	5-sierobianco	URIC	Acido urico	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	AZOT	Urea	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	2

AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	ILI	LI	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	IT	indice itterico	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	K	Potassio	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	NA	Sodio	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	2
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	5E	Indice siero emolisi	374
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	AFP	Alfa1-fetoproteina (AFP)	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	2
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	ALT	ALT (GPT)	363
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	AST	AST (GOT)	363
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	AZOT	Urea	7
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	B12	Vitamina B12	2
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	362
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	362
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	C3	Complemento C3	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	C4	Complemento C4	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CA	Calcio totale	363
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CA125	CA 125	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CA153	CA 15-3	27
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CA199	CA 19-9	21
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CEA	CEA	54
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CK	Creatinichinasi	2
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	COLETO	Colesterolo totale	14
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CORT	Cortisolo	19
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	CRS	Creatinina	364



AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	D25OH	Vitamina D 25 OH	3
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	FE	Ferro	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	FERR	Ferritina	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	FOL	Acido Folico	2
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	30
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	22
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	364
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	8
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	GLIC	Glucosio	364
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	HDL	Colesterolo HDL	14
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	ILI	LI	374
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	IT	indice itterico	374
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	K	Potassio	362
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	LDL	Colesterolo LDL	14
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	LIP	Lipasi	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	MG	Magnesio	354
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	NA	Sodio	362
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	PEPC	Peptide C	2
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	PRL	Prolattina (PRL)	6
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	6
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	24
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	TBIL	Bilirubina totale	362
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	TESTO	Testosterone	19
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	TP	Proteine totali	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	TRIG	Trigliceridi	12
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	TSH	Tireotropina (TSH)	32
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	3

AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco	URIC	Acido urico	5
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco ghiaccio	ILI	LI	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco ghiaccio	IT	indice itterico	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Bianco ghiaccio	OMOCIS	Omocisteina	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	ILI	LI	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	IT	indice itterico	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Grigio 4mL ghiaccio	LAT	Acido lattico	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Lilla ghiaccio LABRA	ACTH	ACTH	26
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Ruggine 5 ml	ALPOS	Fosfatasi Alcalina Ossea (BAP)	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Ruggine 5 ml II	ABTSH	Ab anti recettori del TSH	1
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Ruggine 5 ml II	CYFRA	Ca 21-1 (Cyfra)	2
AUSL - DSA/DHONCO	3-T.Ruggine 5 ml II	NSE	NSE (Neur. spec. enolase)	1
			<b>Totale:</b>	<b>1403280</b>

## SO-Lab.Centralizzato NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>3</b>
Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>3</b>
Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>3</b>
Routine	22-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	<b>1</b>
Routine	22-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	<b>1</b>
Routine	22-Chim-Bianco	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	22-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	22-Chim-Bianco	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>2</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>2</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>2</b>
Routine	3-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>2</b>
Routine	5-biancoUliso	ULIS	Lisozima - U	<b>11</b>
Routine	5-bioHPRL	5b16904	HPRL BIO 4p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL1	5b16901	HPRL BIO 1p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL2	5b16902	HPRL BIO 2p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL3	5b16903	HPRL BIO 3p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL5	5b16905	HPRL BIO 5p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL6	5b16906	HPRL BIO 6p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL7	5b16907	HPRL BIO 7p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL8	5b16908	HPRL BIO 8p	<b>1</b>
Routine	5-bioHPRL9	5b16909	HPRL BIO 9p	<b>1</b>
Routine	5-giallo urine acid.oss.	UOSS	Ossalato - U	<b>74</b>
Routine	5-giaU24	CITRU	Ac. citrico U	<b>213</b>
Routine	5-giaU24	UCU	Rame (urina)	<b>22</b>
Routine	5-giaUiiod	UIOD	Ioduri urinari	<b>27</b>

Routine	5-glu base	52026	Curva carico Glucosio .Ante	<b>2</b>
Routine	5-glu base car	51205	Curva carico 75 g glucosio ante	<b>50</b>
Routine	5-glu base car	51205a	Curva carico 75g glucosio ante	<b>42</b>
Routine	5-glu120	55205	Glucosio 120' post carico	<b>90</b>
Routine	5-glu180	56205	Glucosio 180' post carico	<b>13</b>
Routine	5-glu30	52205	Glucosio 30' post carico	<b>49</b>
Routine	5-glu60	53205	Glucosio 60' post carico	<b>91</b>
Routine	5-glu90	54205	Glucosio 90' post carico	<b>48</b>
Routine	5-grigioghiac	LAT	Acido lattico	<b>11</b>
Routine	5-grigioghiac	IT	indice itterico	<b>11</b>
Routine	5-grigioghiac	5E	Indice siero emolisi	<b>11</b>
Routine	5-grigioghiac	ILI	LI	<b>11</b>
Routine	5-ins1	56701	Car.OraleGluc.INS. Base	<b>71</b>
Routine	5-ins1	IT	indice itterico	<b>69</b>
Routine	5-ins1	5E	Indice siero emolisi	<b>69</b>
Routine	5-ins1	ILI	LI	<b>69</b>
Routine	5-ins2	56702	Car.OraleGluc.INS. dopo 30'	<b>46</b>
Routine	5-ins2	IT	indice itterico	<b>45</b>
Routine	5-ins2	5E	Indice siero emolisi	<b>45</b>
Routine	5-ins2	ILI	LI	<b>45</b>
Routine	5-ins3	56703	Car.OraleGluc.INS. dopo 60'	<b>70</b>
Routine	5-ins3	IT	indice itterico	<b>69</b>
Routine	5-ins3	5E	Indice siero emolisi	<b>69</b>
Routine	5-ins3	ILI	LI	<b>69</b>
Routine	5-ins4	56704	Car.OraleGluc.INS. dopo 90'	<b>46</b>
Routine	5-ins4	IT	indice itterico	<b>43</b>
Routine	5-ins4	5E	Indice siero emolisi	<b>43</b>
Routine	5-ins4	ILI	LI	<b>43</b>
Routine	5-ins5	56705	Car.OralGluc.INS. dopo 120'	<b>70</b>
Routine	5-ins5	IT	indice itterico	<b>69</b>

Routine	5-ins5	5E	Indice siero emolisi	<b>69</b>
Routine	5-ins5	ILI	LI	<b>69</b>
Routine	5-ins6	56706	Car.OraGluc.INS. dopo180'	<b>10</b>
Routine	5-ins6	IT	indice itterico	<b>10</b>
Routine	5-ins6	5E	Indice siero emolisi	<b>10</b>
Routine	5-ins6	ILI	LI	<b>10</b>
Routine	5-LHRHT1	5a40101	FSH BASE	<b>6</b>
Routine	5-LHRHT1	5a40301	LH BASE	<b>6</b>
Routine	5-LHRHT3	5a40103	FSH dopo 30'	<b>6</b>
Routine	5-LHRHT3	5a40303	LH dopo 30'	<b>6</b>
Routine	5-LHRHT5	5a40105	FSH dopo 60'	<b>6</b>
Routine	5-LHRHT5	5a40305	LH dopo 60'	<b>6</b>
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>249</b>
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>250</b>
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>250</b>
Routine	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>250</b>
Routine	5-Liquidi chim.fis.	VERS	Esame chimico fisico	<b>35</b>
Routine	5-LObluUiod	UIOD	Ioduri urinari	<b>0</b>
Routine	5-LOgiaU24	CITRU	Ac. citrico U	<b>4</b>
Routine	5-LOliqsem	ACITLS	Acido citrico liquido seminale	<b>13</b>
Routine	5-LOliqsem	FRUTLS	Fruttosio liquido seminale	<b>13</b>
Routine	5-LOrosso	INIB	Inibina B	<b>2</b>
Routine	5-Lorosso 6mL	METO	Metotrexate	<b>21</b>
Routine	5-Rosso	INIB	Inibina B	<b>17</b>
Routine	5-Rosso	AMH	Ormone anti-mulleriano (AMH)	<b>156</b>
Routine	5-rosso 6mL	METO	Metotrexate	<b>33</b>
Routine	5-rosso 6mL	TEICO	Teicoplanina	<b>255</b>
Routine	5-rosso 6mL	TOPI	Topiramato	<b>38</b>
Routine	5-sierobianco	FOL	Acido Folico	<b>1068</b>
Routine	5-sierobianco	URIC	Acido urico	<b>8642</b>

Routine	5-sierobianco	VALP	Acido valproico	76
Routine	5-sierobianco	5503	Alb-GA	2
Routine	5-sierobianco	ALB	Albumina	8418
Routine	5-sierobianco	5502	Albumina Glicata	2
Routine	5-sierobianco	ALDOLA	Aldolasi	35
Routine	5-sierobianco	AFP	Alfa1-fetoproteina (AFP)	364
Routine	5-sierobianco	ALT	ALT (GPT)	12621
Routine	5-sierobianco	AMICA	Amicacina	4
Routine	5-sierobianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	398
Routine	5-sierobianco	AMILA	Amilasi totale	1867
Routine	5-sierobianco	ABTG	Anticorpi anti Tireoglobulina (AbTg)	187
Routine	5-sierobianco	TPO	Anticorpi anti TPO	171
Routine	5-sierobianco	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	54
Routine	5-sierobianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	69
Routine	5-sierobianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	274
Routine	5-sierobianco	AST	AST (GOT)	12349
Routine	5-sierobianco	BENZO	Benzodiazepine - S	6
Routine	5-sierobianco	BILDIR	Bilirubina diretta	11089
Routine	5-sierobianco	BILIND	Bilirubina indiretta	11084
Routine	5-sierobianco	TBIL	Bilirubina totale	11110
Routine	5-sierobianco	CA125	CA 125	300
Routine	5-sierobianco	CA153	CA 15-3	472
Routine	5-sierobianco	CA199	CA 19-9	487
Routine	5-sierobianco	CA	Calcio totale	11079
Routine	5-sierobianco	CAZEPI	Carbamazepina	7
Routine	5-sierobianco	CEA	CEA	936
Routine	5-sierobianco	CL	Cloro	4658
Routine	5-sierobianco	HDL	Colesterolo HDL	3220
Routine	5-sierobianco	LDL	Colesterolo LDL	1500
Routine	5-sierobianco	COLETO	Colesterolo totale	3940

Routine	5-sierobianco	CORT	Cortisolo	161
Routine	5-sierobianco	CK	Creatinchinasi	3709
Routine	5-sierobianco	CRS	Creatinina	16786
Routine	5-sierobianco	DIGO	Digossina	191
Routine	5-sierobianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	16769
Routine	5-sierobianco	ESTR	Estradiolo HS	369
Routine	5-sierobianco	5505	Fattore di crescita placentare (PIGF)	4
Routine	5-sierobianco	FENI	Fenitoina	29
Routine	5-sierobianco	FENO	Fenobarbital	8
Routine	5-sierobianco	FERR	Feritina	2844
Routine	5-sierobianco	FE	Ferro	3183
Routine	5-sierobianco	FSH	Follitropina (FSH)	167
Routine	5-sierobianco	ALP	Fosfatasi alcalina	8473
Routine	5-sierobianco	P	Fosforo inorganico	6162
Routine	5-sierobianco	FRU	Fruttosamina	88
Routine	5-sierobianco	GGT	Gamma GT (GGT)	8376
Routine	5-sierobianco	GENTA	Gentamicina	2
Routine	5-sierobianco	GLIC	Glucosio	11647
Routine	5-sierobianco	5501	GlyAlb	2
Routine	5-sierobianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	287
Routine	5-sierobianco	IT	indice itterico	18508
Routine	5-sierobianco	5E	Indice siero emolisi	18508
Routine	5-sierobianco	INS	Insulina	92
Routine	5-sierobianco	IL6	Interleuchina 6	195
Routine	5-sierobianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	6011
Routine	5-sierobianco	ILI	LI	18508
Routine	5-sierobianco	LIP	Lipasi	1139
Routine	5-sierobianco	ZIMA	Lisozima sierico	52
Routine	5-sierobianco	LI	Litio	12
Routine	5-sierobianco	LH	Luteotropina (LH)	118

Routine	5-sierobianco	MG	Magnesio	9974
Routine	5-sierobianco	OSM	Osmolarita' plasmatica	2728
Routine	5-sierobianco	OSMC	Osmolarita' plasmatica	2
Routine	5-sierobianco	PARAC	Paracetamolo	9
Routine	5-sierobianco	PTH	Paratomone (PTH)	1224
Routine	5-sierobianco	K	Potassio	15710
Routine	5-sierobianco	PCT	Procalcitonina	8
Routine	5-sierobianco	PROG	Progesterone	345
Routine	5-sierobianco	PRL	Prolattina (PRL)	79
Routine	5-sierobianco	PROTC	Proteina C reattiva	10429
Routine	5-sierobianco	TP	Proteine totali	9397
Routine	5-sierobianco	CHE	Pseudocolinesterasi	1597
Routine	5-sierobianco	CU	Rame	34
Routine	5-sierobianco	5506	Rapporto sFit-1/PIGF	4
Routine	5-sierobianco	SATRF	Saturazione Transferina	1739
Routine	5-sierobianco	CLAMP	sFit-1/PIGF	4
Routine	5-sierobianco	NA	Sodio	15757
Routine	5-sierobianco	TESTO	Testosterone	63
Routine	5-sierobianco	TG	Tireoglobulina (Tg)	81
Routine	5-sierobianco	TSH	Tireotropina (TSH)	891
Routine	5-sierobianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	1818
Routine	5-sierobianco	5504	Tirosin-chinasico 1 fms-simile solubile (sFit-1)	4
Routine	5-sierobianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	1065
Routine	5-sierobianco	TRF	Transferrina	1853
Routine	5-sierobianco	TRIG	Trigliceridi	4103
Routine	5-sierobianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	729
Routine	5-sierobianco	AZOT	Urea	13959
Routine	5-sierobianco	VANCO	Vancomicina	18
Routine	5-sierobianco	B12	Vitamina B12	1123
Routine	5-sierobianco 5 mL	URIC	Acido urico	10



Routine	5-sierobianco 5 mL	ALB	Albumina	<b>6</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	ALT	ALT (GPT)	<b>67</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	AMILA	Amilasi totale	<b>8</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	AST	AST (GOT)	<b>67</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>58</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>58</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	TBIL	Bilirubina totale	<b>63</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	CA	Calcio totale	<b>53</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	CL	Cloro	<b>10</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	HDL	Colesterolo HDL	<b>7</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	LDL	Colesterolo LDL	<b>7</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	COLETO	Colesterolo totale	<b>7</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	CK	Creatin chinasi	<b>29</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	CRS	Creatinina	<b>79</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	<b>76</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	FE	Ferro	<b>12</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>18</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	P	Fosforo inorganico	<b>14</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>26</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	GLIC	Glucosio	<b>74</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	IT	indice itterico	<b>88</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	5E	Indice siero emolisi	<b>88</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>1</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	ILI	LI	<b>88</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	LIP	Lipasi	<b>6</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	MG	Magnesio	<b>48</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	5OSM	Osmolarità plasmatica dosata	<b>1</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	OSM	Osmolarità plasmatica	<b>4</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	K	Potassio	<b>82</b>
Routine	5-sierobianco 5 mL	PROTC	Proteina C reattiva	<b>24</b>

Routine	5-sierobianco 5 mL	TP	Proteine totali	25
Routine	5-sierobianco 5 mL	CHE	Pseudocolinesterasi	1
Routine	5-sierobianco 5 mL	NA	Sodio	82
Routine	5-sierobianco 5 mL	TRIG	Trigliceridi	7
Routine	5-sierobianco 5 mL	AZOT	Urea	27
Routine	5-T.Bianco urina	ANFE	Amfetamine su urina	21
Routine	5-T.Bianco urina	BARBU	Barbiturati su urina	20
Routine	5-T.Bianco urina	BENZOU	Benzodiazepine su urina	24
Routine	5-T.Bianco urina	CANNA	Cannabinoidi su urina	24
Routine	5-T.Bianco urina	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	25
Routine	5-T.Bianco urina	EXTA	Ecstasy su urina	19
Routine	5-T.Bianco urina	METADONE	Metadone su urina	20
Routine	5-T.Bianco urina	OPPIO	Oppiacei su urina	25
Routine	5-T.Grigio 4ml ALCO	ALCO	Alcool	4
Routine	5-T.Grigio 4ml ALCO	IT	indice itterico	4
Routine	5-T.Grigio 4ml ALCO	5E	Indice siero emolisi	4
Routine	5-T.Grigio 4ml ALCO	ILI	LI	4
Routine	5-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	193
Routine	5-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	193
Routine	5-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	193
Routine	5-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	194
Routine	5-T.Lilla 3mL Hb Libera	HBLIB	Emoglobina (Hb) Libera	25
Routine	5-T.Lilla 3mL NT-BNP	NTBNP	NT-proBNP	283
Routine	5-T.synacthen 0	5385	Base	1
Routine	5-T.synacthen 0	IT	indice itterico	1
Routine	5-T.synacthen 0	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	5-T.synacthen 0	ILI	LI	1
Routine	5-T.synacthen 30	5386	+ 30'	1
Routine	5-T.synacthen 30	IT	indice itterico	1
Routine	5-T.synacthen 30	5E	Indice siero emolisi	1

Routine	5-T.synacthen 30	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	5-T.synacthen 60	5387	+ 60`	<b>1</b>
Routine	5-T.synacthen 60	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	5-T.synacthen 60	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	5-T.synacthen 60	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	5-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	<b>33</b>
Routine	5-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	<b>33</b>
Routine	5-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	<b>33</b>
Routine	5-T.Verde Epar. gel	MIOG	Mioglobina	<b>32</b>
Routine	5-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	<b>34</b>
Routine	5-T.Verde ghiaccio	CAION	Calcio ionizzato	<b>48</b>
Routine	5-urina t.bianco	1663	Acido urico urina	<b>120</b>
Routine	5-urina t.bianco	1664	Acido urico urina 24h	<b>117</b>
Routine	5-urina t.bianco	1665	Amilasi urina	<b>40</b>
Routine	5-urina t.bianco	1666	Amilasi urina 24h	<b>39</b>
Routine	5-urina t.bianco	1657	Calcio urina	<b>355</b>
Routine	5-urina t.bianco	1658	Calcio urina 24h	<b>345</b>
Routine	5-urina t.bianco	1655	Cloro urina	<b>165</b>
Routine	5-urina t.bianco	1656	Cloro urina 24h	<b>160</b>
Routine	5-urina t.bianco	CORTUA	Cortisolo urina	<b>2</b>
Routine	5-urina t.bianco	CORTUC	Cortisolo urina 24h	<b>2</b>
Routine	5-urina t.bianco	CORTU	Cortisolo-U	<b>0</b>
Routine	5-urina t.bianco	CLC	Creatinina clearance	<b>478</b>
Routine	5-urina t.bianco	1669	Creatinina urina	<b>603</b>
Routine	5-urina t.bianco	1670	Creatinina urina 24h	<b>398</b>
Routine	5-urina t.bianco	1661	Fosforo urina	<b>329</b>
Routine	5-urina t.bianco	1662	Fosforo urina 24h	<b>324</b>
Routine	5-urina t.bianco	1659	Magnesio urina	<b>206</b>
Routine	5-urina t.bianco	1660	Magnesio urina 24h	<b>202</b>
Routine	5-urina t.bianco	OSMU	Osmolarita` - U	<b>194</b>

Routine	5-urina t.bianco	1653	Potassio urina	<b>423</b>
Routine	5-urina t.bianco	1654	Potassio urina 24h	<b>412</b>
Routine	5-urina t.bianco	TPU	Proteine urina	<b>1001</b>
Routine	5-urina t.bianco	TPUC	Proteine urina 24h	<b>979</b>
Routine	5-urina t.bianco	1651	Sodio urina	<b>534</b>
Routine	5-urina t.bianco	1652	Sodio urina 24h	<b>514</b>
Routine	5-urina t.bianco	1667	Urea urina	<b>496</b>
Routine	5-urina t.bianco	1668	Urea urina 24h	<b>486</b>
Routine	5-urina t.bianco	UZN	Zinco (urina)	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-grigioghiac	LAT	Acido lattico	<b>231</b>
Urgenza 24H	5-grigioghiac	IT	indice itterico	<b>230</b>
Urgenza 24H	5-grigioghiac	5E	Indice siero emolisi	<b>230</b>
Urgenza 24H	5-grigioghiac	ILI	LI	<b>230</b>
Urgenza 24H	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	<b>346</b>
Urgenza 24H	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	<b>343</b>
Urgenza 24H	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>343</b>
Urgenza 24H	5-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	<b>343</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	ALB	Albumina	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	ALT	ALT (GPT)	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	AST	AST (GOT)	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	TBIL	Bilirubina totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-LObiancoS	CA	Calcio totale	<b>1</b>

Urgenza 24H	5-LObiancoS	CRS	Creatinina	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	GLIC	Glucosio	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	IT	indice itterico	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	5E	Indice siero emolisi	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	ILI	LI	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	K	Potassio	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	PCT	Procalcitonina	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	PROTC	Proteina C reattiva	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	TP	Proteine totali	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	NA	Sodio	1
Urgenza 24H	5-LObiancoS	AZOT	Urea	1
Urgenza 24H	5-LOLilla 3 ml ghiaccio	AMM	Ammonio	1
Urgenza 24H	5-LOLilla 3 ml ghiaccio	IT	indice itterico	1
Urgenza 24H	5-LOLilla 3 ml ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	1
Urgenza 24H	5-LOLilla 3 ml ghiaccio	ILI	LI	1
Urgenza 24H	5-LOVerde 4 ml	IT	indice itterico	3
Urgenza 24H	5-LOVerde 4 ml	5E	Indice siero emolisi	3
Urgenza 24H	5-LOVerde 4 ml	ILI	LI	3
Urgenza 24H	5-LOVerde 4 ml	CTNI	Troponina I	4
Urgenza 24H	5-neroliq	LIQ	Esame citochimico Liquor	68
Urgenza 24H	5-rosso 6mL MTX14	MTX14	Metotrexate 14h	10
Urgenza 24H	5-rosso 6mL MTX20	MTX20	Metotrexate 20h	9
Urgenza 24H	5-rosso 6mL MTX38	MTX38	Metotrexate 38h	9
Urgenza 24H	5-rosso 6mL MTXF	MTXF	Metotrexate Fine	10
Urgenza 24H	5-sierobianco	FOL	Acido Folico	1
Urgenza 24H	5-sierobianco	URIC	Acido urico	2504
Urgenza 24H	5-sierobianco	VALP	Acido valproico	13
Urgenza 24H	5-sierobianco	ALB	Albumina	4306
Urgenza 24H	5-sierobianco	ALT	ALT (GPT)	8645
Urgenza 24H	5-sierobianco	AMILA	Amilasi totale	1421

Urgenza 24H	5-sierobianco	TRICIU	Antid. Triciclici - S	<b>23</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	AST	AST (GOT)	<b>8553</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	BARBI	Barbiturati - S	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	BENZO	Benzodiazepine - S	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>7403</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>7393</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>7410</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CA	Calcio totale	<b>6567</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CAZEPI	Carbamazepina	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CL	Cloro	<b>4209</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	HDL	Colesterolo HDL	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	COLETO	Colesterolo totale	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CK	Creatinichinasi	<b>3034</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CRS	Creatinina	<b>11331</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	DIGO	Digossina	<b>72</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	<b>11092</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	ESTR	Estradiolo HS	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	5505	Fattore di crescita placentare (PIGF)	<b>13</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	FENI	Fenitoina	<b>5</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	FENO	Fenobarbital	<b>6</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	FERR	Feritina	<b>653</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	FE	Ferro	<b>9</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>16</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	P	Fosforo inorganico	<b>2904</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>18</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	GLIC	Glucosio	<b>8126</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	<b>231</b>

Urgenza 24H	5-sierobianco	IT	indice itterico	<b>13379</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	5E	Indice siero emolisi	<b>13380</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	IL6	Interleuchina 6	<b>139</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>2715</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	ILI	LI	<b>13380</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	LIP	Lipasi	<b>1688</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	LI	Litio	<b>13</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	MG	Magnesio	<b>5084</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	5OSM	Osmolarita plasmatica dosata	<b>0</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	OSM	Osmolarita' plasmatica	<b>1401</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PARAC	Paracetamolo	<b>4</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PTH	Paratomone (PTH)	<b>9</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	K	Potassio	<b>11232</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PCT	Procalcitonina	<b>4927</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>9192</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	TP	Proteine totali	<b>4072</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>794</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	5506	Rapporto sFlt-1/PIGF	<b>13</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	SAL	Salicilati	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	SATRF	Saturazione Transferina	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	CLAMP	sFlt-1/PIGF	<b>13</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	NA	Sodio	<b>11282</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	TSH	Tireotropina (TSH)	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	<b>0</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	5504	Tirosin-chinasico 1 fms-simile solubile (sFlt-1)	<b>13</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	TRF	Transferina	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	TRIG	Trigliceridi	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	AZOT	Urea	<b>9436</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	VANCO	Vancomicina	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-sierobianco	B12	Vitamina B12	<b>1</b>

Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	ALB	Albumina	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	ALT	ALT (GPT)	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	AST	AST (GOT)	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	BILDIR	Bilirubina diretta	2
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	BILIND	Bilirubina indiretta	2
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	TBIL	Bilirubina totale	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CA	Calcio totale	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CL	Cloro	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CK	Creatin chinasi	2
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CRS	Creatinina	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	FENO	Fenobarbital	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	GLIC	Glucosio	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	IT	indice itterico	7
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	5E	Indice siero emolisi	7
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	ILI	LI	7
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	MG	Magnesio	3
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	5OSM	Osmolarità plasmatica dosata	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	K	Potassio	6
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	PROTC	Proteina C reattiva	2
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	NA	Sodio	6
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	AZOT	Urea	2
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	ALT	ALT (GPT)	6
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	AST	AST (GOT)	6
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	BILDIR	Bilirubina diretta	5
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	BILIND	Bilirubina indiretta	5
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	TBIL	Bilirubina totale	5
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	CA	Calcio totale	5
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	CK	Creatin chinasi	1
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	CRS	Creatinina	6



Urgenza 24H	5-sierobiancoB	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	<b>6</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	GLIC	Glucosio	<b>4</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	IT	indice itterico	<b>15</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	5E	Indice siero emolisi	<b>15</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>5</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	ILI	LI	<b>15</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	K	Potassio	<b>16</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	PROTC	Proteina C reattiva	<b>6</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	NA	Sodio	<b>16</b>
Urgenza 24H	5-sierobiancoB	AZOT	Urea	<b>6</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	ANFE	Amfetamine su urina	<b>74</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	BARBU	Barbiturati su urina	<b>70</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	BENZOU	Benzodiazepine su urina	<b>77</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	CANNA	Cannabinoidi su urina	<b>75</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	<b>75</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	EXTA	Ecstasy su urina	<b>73</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	METADONE	Metadone su urina	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-T.Bianco urina	OPPIO	Oppiacei su urina	<b>76</b>
Urgenza 24H	5-T.Grigio 4ml ALCO	ALCO	Alcool	<b>81</b>
Urgenza 24H	5-T.Grigio 4ml ALCO	IT	indice itterico	<b>81</b>
Urgenza 24H	5-T.Grigio 4ml ALCO	5E	Indice siero emolisi	<b>81</b>
Urgenza 24H	5-T.Grigio 4ml ALCO	ILI	LI	<b>81</b>
Urgenza 24H	5-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	<b>809</b>
Urgenza 24H	5-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>809</b>
Urgenza 24H	5-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	<b>809</b>
Urgenza 24H	5-T.Lilla 3mL BNP	NTBNP	NT-proBNP	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>839</b>
Urgenza 24H	5-T.Verde Epar. gel	MB	CK-MB (massa)	<b>17</b>
Urgenza 24H	5-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	<b>2469</b>
Urgenza 24H	5-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	<b>2469</b>

Urgenza 24H	5-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	<b>2469</b>
Urgenza 24H	5-T.Verde Epar. gel	MIOG	Mioglobina	<b>69</b>
Urgenza 24H	5-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	<b>2475</b>
Urgenza 24H	5-T.Verde ghiaccio	CAION	Calcio ionizzato	<b>2</b>
Urgenza 24H	5-urina t.bianco	OSMU	Osmolarita` - U	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-urina t.bianco	TPU	Proteine urina	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-urina t.bianco	TPUC	Proteine urina 24h	<b>1</b>
Urgenza 24H	5-urina t.bianco	1651	Sodio urina	<b>11</b>
Urgenza 24H	5-urina t.bianco	1652	Sodio urina 24h	<b>6</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	MB	CK-MB (massa)	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	<b>1</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	<b>1</b>
Referti in giornata	5-rosso 6mL	TEICO	Teicoplanina	<b>69</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	FOL	Acido Folico	<b>30</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	URIC	Acido urico	<b>157</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	ALB	Albumina	<b>51</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	AFP	Alfa1-fetoproteina (AFP)	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	ALT	ALT (GPT)	<b>156</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	<b>2</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	AMILA	Amilasi totale	<b>24</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	ABTG	Anticorpi anti Tireoglobulina (AbTg)	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TPO	Anticorpi anti TPO	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	<b>0</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	<b>3</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	AST	AST (GOT)	<b>157</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>152</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>152</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>152</b>

Referti in giornata	5-sierobianco	CA125	CA 125	1
Referti in giornata	5-sierobianco	CA153	CA 15-3	1
Referti in giornata	5-sierobianco	CA199	CA 19-9	2
Referti in giornata	5-sierobianco	CA	Calcio totale	111
Referti in giornata	5-sierobianco	CEA	CEA	2
Referti in giornata	5-sierobianco	CL	Cloro	41
Referti in giornata	5-sierobianco	HDL	Colesterolo HDL	43
Referti in giornata	5-sierobianco	LDL	Colesterolo LDL	42
Referti in giornata	5-sierobianco	COLETO	Colesterolo totale	44
Referti in giornata	5-sierobianco	CORT	Cortisolo	2
Referti in giornata	5-sierobianco	CK	Creatinichinasi	15
Referti in giornata	5-sierobianco	CRS	Creatinina	169
Referti in giornata	5-sierobianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	169
Referti in giornata	5-sierobianco	ESTR	Estradiolo HS	2
Referti in giornata	5-sierobianco	FERR	Ferritina	59
Referti in giornata	5-sierobianco	FE	Ferro	54
Referti in giornata	5-sierobianco	FSH	Follitropina (FSH)	2
Referti in giornata	5-sierobianco	ALP	Fosfatasi alcalina	151
Referti in giornata	5-sierobianco	P	Fosforo inorganico	62
Referti in giornata	5-sierobianco	FRU	Fruttosamina	1
Referti in giornata	5-sierobianco	GGT	Gamma GT (GGT)	143
Referti in giornata	5-sierobianco	GLIC	Glucosio	149
Referti in giornata	5-sierobianco	IT	indice itterico	191
Referti in giornata	5-sierobianco	5E	Indice siero emolisi	191
Referti in giornata	5-sierobianco	INS	Insulina	2
Referti in giornata	5-sierobianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	164
Referti in giornata	5-sierobianco	ILI	LI	191
Referti in giornata	5-sierobianco	LIP	Lipasi	17
Referti in giornata	5-sierobianco	LI	Litio	2
Referti in giornata	5-sierobianco	LH	Luteotropina (LH)	2

Referti in giornata	5-sierobianco	MG	Magnesio	<b>42</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	PTH	Paratormone (PTH)	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	K	Potassio	<b>109</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	PROG	Progesterone	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	PRL	Prolattina (PRL)	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>96</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TP	Proteine totali	<b>130</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	SATRF	Saturazione Transferina	<b>48</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	NA	Sodio	<b>107</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TG	Tireoglobulina (Tg)	<b>1</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TSH	Tireotropina (TSH)	<b>3</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	<b>7</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	<b>5</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TRF	Transferina	<b>49</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	TRIG	Trigliceridi	<b>44</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	<b>2</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	AZOT	Urea	<b>161</b>
Referti in giornata	5-sierobianco	B12	Vitamina B12	<b>33</b>
Referti in giornata	5-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Lilla 3mL NT-BNP	NTBNP	NT-proBNP	<b>1</b>
Referti in giornata	5-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	<b>3</b>
Referti in giornata	5-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	<b>3</b>
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1657	Calcio urina	<b>1</b>
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1658	Calcio urina 24h	<b>1</b>
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1655	Cloro urina	<b>1</b>

Referti in giornata	5-urina t.bianco	1656	Cloro urina 24h	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	CLC	Creatinina clearance	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1669	Creatinina urina	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1661	Fosforo urina	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1662	Fosforo urina 24h	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1659	Magnesio urina	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1660	Magnesio urina 24h	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1653	Potassio urina	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1654	Potassio urina 24h	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	TPU	Proteine urina	13
Referti in giornata	5-urina t.bianco	TPUC	Proteine urina 24h	13
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1651	Sodio urina	1
Referti in giornata	5-urina t.bianco	1652	Sodio urina 24h	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	URIC	Acido urico	3
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	ALT	ALT (GPT)	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	ABTG	Anticorpi anti Tireoglobulina (AbTg)	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	TPO	Anticorpi anti TPO	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	7
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	AST	AST (GOT)	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	BILDIR	Bilirubina diretta	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	BILIND	Bilirubina indiretta	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	TBIL	Bilirubina totale	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	CA153	CA 15-3	13
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	CA199	CA 19-9	4
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	CA	Calcio totale	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	CEA	CEA	18
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	HDL	Colesterolo HDL	6
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	LDL	Colesterolo LDL	6

AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	COLETO	Colesterolo totale	6
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	CORT	Cortisolo	6
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	CRS	Creatinina	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	GGT	Gamma GT (GGT)	14
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	GLIC	Glucosio	135
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	IT	indice itterico	137
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	5E	Indice siero emolisi	137
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	ILI	LI	137
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	MG	Magnesio	121
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	K	Potassio	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	PRL	Prolattina (PRL)	6
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	PROTC	Proteina C reattiva	2
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	NA	Sodio	136
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	TESTO	Testosterone	5
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	TSH	Tireotropina (TSH)	10
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	1
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	6
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	TRIG	Trigliceridi	6
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	11
AUSL - DSA/DHONCO	5-sierobianco	AZOT	Urea	2
			<b>Totale:</b>	<b>580161</b>

## IM-Lab. Imola NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	3-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	112
Routine	3-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	113
Routine	3-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	112
Routine	3-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	114
Routine	IM 3040 Verde 4ml. Ghiacc	CAION	Calcio ionizzato	46
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	URIC	Acido urico	1291
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	VALP	Acido valproico	42
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ALB	Albumina	572
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AFP	Alfa1-fetoproteina (AFP)	22
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ALT	ALT (GPT)	2476
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	35
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AMILA	Amilasi totale	100
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PSAF	Antig. Prostatico Specifico (PSA) libero	56
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PSA	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	9
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PSAR	Antig. Prostatico Specifico (PSA) totale	216
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AST	AST (GOT)	1992
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	1436
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	1433
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TBIL	Bilirubina totale	1447
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CA125	CA 125	48
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CA153	CA 15-3	110
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CA199	CA 19-9	135
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CA	Calcio totale	3008
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CAZEPI	Carbamazepina	8
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CEA	CEA	261
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	MB	CK-MB (massa)	1
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CL	Cloro	210

Routine	IM-3001 Tappo Bianco	HDL	Colesterolo HDL	<b>647</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	LDL	Colesterolo LDL	<b>359</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	COLETO	Colesterolo totale	<b>757</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CK	Creatinchinasi	<b>365</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CRS	Creatinina	<b>4393</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	DIGO	Digossina	<b>10</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	<b>4390</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FENI	Fenitoina	<b>9</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FENO	Fenobarbital	<b>4</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FERR	Ferritina	<b>501</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FE	Ferro	<b>709</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>971</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	P	Fosforo inorganico	<b>375</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>1091</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	GLIC	Glucosio	<b>2431</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	<b>67</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	IT	indice itterico	<b>5484</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>5484</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>337</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	ILI	LI	<b>5484</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	LIP	Lipasi	<b>115</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	LI	Litio	<b>20</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	MG	Magnesio	<b>1034</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	OSM	Osmolarita` plasmatica	<b>0</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	OSMC	Osmolarita` plasmatica	<b>74</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	K	Potassio	<b>3969</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PCT	Procalcitonina	<b>982</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>2656</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TP	Proteine totali	<b>1107</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>292</b>



Routine	IM-3001 Tappo Bianco	SATRF	Saturazione Transferrina	<b>358</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	NA	Sodio	<b>3796</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TSH	Tireotropina (TSH)	<b>56</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TSHR	Tireotropina (TSH)	<b>743</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FT4	Tiroxina libera (FT4)	<b>152</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TRF	Transferrina	<b>399</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	TRIG	Trigliceridi	<b>605</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	FT3	Triiodotironina libera (FT3)	<b>120</b>
Routine	IM-3001 Tappo Bianco	AZOT	Urea	<b>2483</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	MIALBU	Albumina urina	<b>43</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	MICROAR	Albumina-Creatinina U Ratio	<b>1</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	ANFE	Amfetamine su urina	<b>16</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	BARBU	Barbiturati su urina	<b>1</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	BENZOU	Benzodiazepine su urina	<b>4</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	CANNA	Cannabinoidi su urina	<b>224</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	<b>226</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	CRUDR	Creatinina urinaria	<b>223</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	METADONE	Metadone su urina	<b>68</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	OPPIO	Oppiacei su urina	<b>223</b>
Routine	IM-3002 T. BIANCO URINA	OSMU	Osmolarita` - U	<b>134</b>
Routine	IM-3004 VARI BIOCH AUTOM	CEA7	CEA liquido addominale	<b>1</b>
Routine	IM-3004 VARI BIOCH AUTOM	VERS	Esame chimico fisico	<b>7</b>
Routine	IM-3004 VARI BIOCH AUTOM	IT	indice itterico	<b>2</b>
Routine	IM-3004 VARI BIOCH AUTOM	5E	Indice siero emolisi	<b>2</b>
Routine	IM-3004 VARI BIOCH AUTOM	ILI	LI	<b>2</b>
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	1505	Dopo 120'	<b>4</b>
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	1506	Dopo 180'	<b>1</b>
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	1502	Dopo 30'	<b>1</b>
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	1503	Dopo 60'	<b>4</b>
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	1504	Dopo 90'	<b>1</b>

Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	1501	Glicemia basale	4
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	IT	indice itterico	15
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	5E	Indice siero emolisi	15
Routine	IM-3019 CURVE BIOCH GLCU	ILI	LI	15
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1663	Acido urico urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1664	Acido urico urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1665	Amilasi urina	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1666	Amilasi urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1657	Calcio urina	21
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1658	Calcio urina 24h	20
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1655	Cloro urina	2
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1656	Cloro urina 24h	1
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	CLC	Creatinina clearance	63
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1669	Creatinina urina	156
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1670	Creatinina urina 24h	60
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1661	Fosforo urina	59
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1662	Fosforo urina 24h	58
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1659	Magnesio urina	3
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1660	Magnesio urina 24h	3
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1653	Potassio urina	147
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1654	Potassio urina 24h	116
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	TPU	Proteine urina	95
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	TPUC	Proteine urina 24h	89
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1651	Sodio urina	147
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1652	Sodio urina 24h	116
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1667	Urea urina	141
Routine	IM-3025 T. BIAN. URIN.24H	1668	Urea urina 24h	110
Routine	IM-4003 Tappo Rosa	IMOSM	Osmolarita Plasmatica	0
Routine	IM-4010 T. BIANCO URINA	IMOSMU	Osmolarita Urinaria	0
Routine	IM-4013 T. VIOLA GHIACCIO	AMM	Ammonio	95

Routine	IM-4013 T. VIOLA GHIACCIO	IT	indice itterico	<b>94</b>
Routine	IM-4013 T. VIOLA GHIACCIO	5E	Indice siero emolisi	<b>94</b>
Routine	IM-4013 T. VIOLA GHIACCIO	ILI	LI	<b>94</b>
Routine	IM-6004 T. Grigio	LAT	Acido lattico	<b>9</b>
Routine	IM-6004 T. Grigio	IT	indice itterico	<b>9</b>
Routine	IM-6004 T. Grigio	5E	Indice siero emolisi	<b>9</b>
Routine	IM-6004 T. Grigio	ILI	LI	<b>9</b>
Routine	IM-URG14 Tappo grigio	ALCO	Alcool	<b>1</b>
Routine	IM-URG14 Tappo grigio	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	IM-URG14 Tappo grigio	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	IM-URG14 Tappo grigio	ILI	LI	<b>1</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	<b>225</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>225</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	<b>225</b>
Urgenza 24H	3-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>239</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	URIC	Acido urico	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	ALT	ALT (GPT)	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	AST	AST (GOT)	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	CA	Calcio totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	CRS	Creatinina	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	GLIC	Glucosio	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	IT	indice itterico	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	ILI	LI	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	MG	Magnesio	<b>1</b>

Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	NA	Sodio	1
Urgenza 24H	IM-3001 Tappo Bianco	AZOT	Urea	1
Urgenza 24H	IM-URG 4 T.Verde Ep.gel	MB	CK-MB (massa)	9
Urgenza 24H	IM-URG 4 T.Verde Ep.gel	IT	indice itterico	727
Urgenza 24H	IM-URG 4 T.Verde Ep.gel	5E	Indice siero emolisi	727
Urgenza 24H	IM-URG 4 T.Verde Ep.gel	ILI	LI	725
Urgenza 24H	IM-URG 4 T.Verde Ep.gel	CTNI	Troponina I	727
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	VALP	Acido valproico	11
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	ALT	ALT (GPT)	2069
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	AMILA	Amilasi totale	333
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	TRICIU	Antid. Triciclici - S	1
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	AST	AST (GOT)	2024
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	BARBI	Barbiturati - S	2
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	BENZO	Benzodiazepine - S	3
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	1194
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	1192
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	TBIL	Bilirubina totale	1193
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	CA	Calcio totale	2174
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	CAZEPI	Carbamazepina	1
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	CL	Cloro	531
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	CK	Creatinichinasi	652
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	CRS	Creatinina	2686
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	DIGO	Digossina	3
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	2674
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	FENI	Fenitoina	7
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	FERR	Femina	19
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	P	Fosforo inorganico	377
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	GLIC	Glucosio	1945
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	95
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	IT	indice itterico	3067

Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>3067</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	ILI	LI	<b>3067</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	LIP	Lipasi	<b>249</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	LI	Litio	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	MG	Magnesio	<b>607</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	OSM	Osmolarita' plasmatica	<b>0</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	OSMC	Osmolarita' plasmatica	<b>157</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	K	Potassio	<b>2688</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	PCT	Procalcitonina	<b>857</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>2260</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>105</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	NA	Sodio	<b>2686</b>
Urgenza 24H	IM-URG01 T.Bianco	AZOT	Urea	<b>2016</b>
Urgenza 24H	IM-URG05 T.Bianco urina24	1653	Potassio urina	<b>1</b>
Urgenza 24H	IM-URG05 T.Bianco urina24	1654	Potassio urina 24h	<b>0</b>
Urgenza 24H	IM-URG05 T.Bianco urina24	1651	Sodio urina	<b>2</b>
Urgenza 24H	IM-URG05 T.Bianco urina24	1652	Sodio urina 24h	<b>0</b>
Urgenza 24H	IM-URG06 T. VIOLA GHIACCI	AMM	Ammonio	<b>15</b>
Urgenza 24H	IM-URG06 T. VIOLA GHIACCI	IT	indice itterico	<b>15</b>
Urgenza 24H	IM-URG06 T. VIOLA GHIACCI	5E	Indice siero emolisi	<b>15</b>
Urgenza 24H	IM-URG06 T. VIOLA GHIACCI	ILI	LI	<b>15</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	ANFE	Amfetamine su urina	<b>27</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	BARBU	Barbiturati su urina	<b>4</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	BENZOU	Benzodiazepine su urina	<b>16</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	CANNA	Cannabinoidi su urina	<b>28</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	<b>29</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	EXTA	Ecstasy su urina	<b>5</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	METADONE	Metadone su urina	<b>4</b>
Urgenza 24H	IM-URG07 T. BIANCO UR DRO	OPPIO	Opiacei su urina	<b>28</b>
Urgenza 24H	IM-URG08 PROVETTA STERILE	LIQ	Esame citochimico Liquor	<b>2</b>

Urgenza 24H	IM-URG09 Tappo Grigio	LAT	Acido lattico	6
Urgenza 24H	IM-URG09 Tappo Grigio	IT	indice itterico	6
Urgenza 24H	IM-URG09 Tappo Grigio	5E	Indice siero emolisi	6
Urgenza 24H	IM-URG09 Tappo Grigio	ILI	LI	6
Urgenza 24H	IM-URG14 Tappo grigio	ALCO	Alcool	43
Urgenza 24H	IM-URG14 Tappo grigio	IT	indice itterico	43
Urgenza 24H	IM-URG14 Tappo grigio	5E	Indice siero emolisi	43
Urgenza 24H	IM-URG14 Tappo grigio	ILI	LI	43
			<b>Totale:</b>	<b>115560</b>

## Ospedale Bentivoglio NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	1-Chim Verde 4ml ghiaccio	CAION	Calcio ionizzato	1
Routine	1-Chim-Bianco 1	URIC	Acido urico	234
Routine	1-Chim-Bianco 1	ALB	Albumina	123
Routine	1-Chim-Bianco 1	ALT	ALT (GPT)	419
Routine	1-Chim-Bianco 1	AMILA	Amilasi totale	2
Routine	1-Chim-Bianco 1	AST	AST (GOT)	419
Routine	1-Chim-Bianco 1	BILDIR	Bilirubina diretta	374
Routine	1-Chim-Bianco 1	BILIND	Bilirubina indiretta	373
Routine	1-Chim-Bianco 1	TBIL	Bilirubina totale	373
Routine	1-Chim-Bianco 1	CA	Calcio totale	388
Routine	1-Chim-Bianco 1	CL	Cloro	4
Routine	1-Chim-Bianco 1	HDL	Colesterolo HDL	189
Routine	1-Chim-Bianco 1	LDL	Colesterolo LDL	184
Routine	1-Chim-Bianco 1	COLETO	Colesterolo totale	194
Routine	1-Chim-Bianco 1	CK	Creatinichinasi	99
Routine	1-Chim-Bianco 1	CRS	Creatinina	516
Routine	1-Chim-Bianco 1	DIGO	Digossina	2
Routine	1-Chim-Bianco 1	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	426
Routine	1-Chim-Bianco 1	FE	Ferro	106
Routine	1-Chim-Bianco 1	ALP	Fosfatasi alcalina	142
Routine	1-Chim-Bianco 1	P	Fosforo inorganico	40
Routine	1-Chim-Bianco 1	GGT	Gamma GT (GGT)	173
Routine	1-Chim-Bianco 1	GLIC	Glucosio	396
Routine	1-Chim-Bianco 1	IT	indice itterico	712
Routine	1-Chim-Bianco 1	5E	Indice siero emolisi	712
Routine	1-Chim-Bianco 1	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	8
Routine	1-Chim-Bianco 1	ILI	LI	712

Routine	1-Chim-Bianco 1	LIP	Lipasi	<b>9</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	MG	Magnesio	<b>307</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	OSM	Osmolarita` plasmatica	<b>0</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	K	Potassio	<b>510</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	PCT	Procalcitonina	<b>97</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	PROTC	Proteina C reattiva	<b>286</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	TP	Proteine totali	<b>269</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	NA	Sodio	<b>481</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	TRIG	Trigliceridi	<b>194</b>
Routine	1-Chim-Bianco 1	AZOT	Urea	<b>251</b>
Routine	1-Chim-Bianco 3	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Grigio Base	GLCU	Curva da carico di glucosio	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio Base	GLCU3	Curva da carico di glucosio (3 det.)	<b>64</b>
Routine	1-Chim-Grigio Base	1501	Glicemia basale	<b>68</b>
Routine	1-Chim-Grigio Base	IT	indice itterico	<b>68</b>
Routine	1-Chim-Grigio Base	5E	Indice siero emolisi	<b>68</b>
Routine	1-Chim-Grigio Base	ILI	LI	<b>68</b>
Routine	1-Chim-Grigio D120	1505	Dopo 120'	<b>65</b>
Routine	1-Chim-Grigio D120	IT	indice itterico	<b>63</b>
Routine	1-Chim-Grigio D120	5E	Indice siero emolisi	<b>63</b>
Routine	1-Chim-Grigio D120	ILI	LI	<b>63</b>
Routine	1-Chim-Grigio D180	1506	Dopo 180'	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio D180	IT	indice itterico	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio D180	5E	Indice siero emolisi	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio D180	ILI	LI	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio D30	1502	Dopo 30'	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio D30	IT	indice itterico	<b>3</b>
Routine	1-Chim-Grigio D30	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Routine	1-Chim-Grigio D30	ILI	LI	<b>3</b>



Routine	1-Chim-Grigio D60	1503	Dopo 60'	<b>65</b>
Routine	1-Chim-Grigio D60	IT	indice itterico	<b>64</b>
Routine	1-Chim-Grigio D60	5E	Indice siero emolisi	<b>64</b>
Routine	1-Chim-Grigio D60	ILI	LI	<b>64</b>
Routine	1-Chim-Grigio D90	1504	Dopo 90'	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Grigio D90	IT	indice itterico	<b>3</b>
Routine	1-Chim-Grigio D90	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Routine	1-Chim-Grigio D90	ILI	LI	<b>3</b>
Routine	1-Chim-Lilla ghiaccio	AMM	Ammonio	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Lilla ghiaccio	IT	indice itterico	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Lilla ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Lilla ghiaccio	ILI	LI	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1663	Acido urico urina	<b>2</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1664	Acido urico urina 24h	<b>2</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1657	Calcio urina	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1658	Calcio urina 24h	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1655	Cloro urina	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1656	Cloro urina 24h	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	CLC	Creatinina clearance	<b>2</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1669	Creatinina urina	<b>6</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1670	Creatinina urina 24h	<b>5</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1661	Fosforo urina	<b>2</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1662	Fosforo urina 24h	<b>2</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1671	Glucosio urina	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1672	Glucosio urina 24h	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1659	Magnesio urina	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1660	Magnesio urina 24h	<b>1</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1653	Potassio urina	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1654	Potassio urina 24h	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	TPU	Proteine urina	<b>9</b>

Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	TPUC	Proteine urina 24h	<b>8</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1651	Sodio urina	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1652	Sodio urina 24h	<b>4</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1667	Urea urina	<b>2</b>
Routine	1-Chim-Urina 1 Chim. (t.g)	1668	Urea urina 24h	<b>2</b>
Routine	1-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	<b>41</b>
Routine	1-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>41</b>
Routine	1-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	<b>41</b>
Routine	1-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>43</b>
Routine	1-Verde Epar. Li gel	MIOG	Mioglobina	<b>1</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	URIC	Acido urico	<b>13</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	VALP	Acido valproico	<b>2</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	ALB	Albumina	<b>106</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	ALT	ALT (GPT)	<b>2056</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	AST	AST (GOT)	<b>1633</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>1983</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>1982</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	TBIL	Bilirubina totale	<b>1983</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	CA	Calcio totale	<b>731</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	CAZEPI	Carbamazepina	<b>1</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	CL	Cloro	<b>546</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	CK	Creatinasi	<b>55</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	CRS	Creatinina	<b>2463</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	DIGO	Digossina	<b>5</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	<b>1048</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	FENO	Fenobarbital	<b>1</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>3</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	P	Fosforo inorganico	<b>15</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>7</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	GLIC	Glucosio	<b>2050</b>

Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	IT	indice itterico	<b>2685</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	5E	Indice siero emolisi	<b>2686</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>27</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	ILI	LI	<b>2685</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	LIP	Lipasi	<b>1249</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	MG	Magnesio	<b>577</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	K	Potassio	<b>2506</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	PCT	Procalcitonina	<b>286</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	PROTC	Proteina C reattiva	<b>2199</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	NA	Sodio	<b>2498</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 1	AZOT	Urea	<b>1137</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Bianco 3	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	<b>117</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Lilla ghiaccio	AMM	Ammonio	<b>19</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Lilla ghiaccio	IT	indice itterico	<b>18</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Lilla ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	<b>18</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Lilla ghiaccio	ILI	LI	<b>18</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	ANFE	Amfetamine su urina	<b>6</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	BENZOU	Benzodiazepine su urina	<b>7</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	CANNA	Cannabinoidi su urina	<b>7</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	<b>7</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	EXTA	Ecstasy su urina	<b>6</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	METADONE	Metadone su urina	<b>7</b>
Urgenza 24H	1-Chim-Urina droghe (t.bi	OPPIO	Opiacei su urina	<b>8</b>
Urgenza 24H	1-T.Grigio 4ml ALCO	ALCO	Alcool	<b>11</b>
Urgenza 24H	1-T.Grigio 4ml ALCO	IT	indice itterico	<b>11</b>
Urgenza 24H	1-T.Grigio 4ml ALCO	5E	Indice siero emolisi	<b>11</b>
Urgenza 24H	1-T.Grigio 4ml ALCO	ILI	LI	<b>11</b>
Urgenza 24H	1-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	<b>165</b>
Urgenza 24H	1-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>165</b>
Urgenza 24H	1-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	<b>165</b>

Urgenza 24H	1-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	165
Urgenza 24H	1-Verde Epar. Li gel	MB	CK-MB (massa)	24
Urgenza 24H	1-Verde Epar. Li gel	IT	indice itterico	646
Urgenza 24H	1-Verde Epar. Li gel	5E	Indice siero emolisi	646
Urgenza 24H	1-Verde Epar. Li gel	ILI	LI	646
Urgenza 24H	1-Verde Epar. Li gel	MIOG	Mioglobina	3
Urgenza 24H	1-Verde Epar. Li gel	CTNI	Troponina I	653
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	5E	Indice siero emolisi	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	ALT	ALT (GPT)	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	AST	AST (GOT)	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	BILDIR	Bilirubina diretta	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	BILIND	Bilirubina indiretta	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	TBIL	Bilirubina totale	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	CA	Calcio totale	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	CRS	Creatinina	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	GLIC	Glucosio	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	IT	indice itterico	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	ILI	LI	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	MG	Magnesio	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	K	Potassio	7
AUSL - DSA/DHONCO	1-Chim-Bianco 1	NA	Sodio	7
			<b>Totale:</b>	<b>49758</b>

## Ospedale S. Giovanni in Persiceto NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	18-Chim-Grigio Base	1501	Glicemia basale	43
Routine	18-Chim-Grigio Base	5E	Indice siero emolisi	43
Routine	18-Chim-Grigio Base	GLCU	Curva da carico di glucosio	2
Routine	18-Chim-Grigio Base	GLCU3	Curva da carico di glucosio (3 det.)	41
Routine	18-Chim-Grigio Base	ILI	LI	43
Routine	18-Chim-Grigio Base	IT	indice itterico	43
Routine	18-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	27
Routine	18-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	27
Routine	18-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	27
Routine	18-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	27
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	5E	Indice siero emolisi	1303
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	ALB	Albumina	24
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	ALT	ALT (GPT)	743
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	AST	AST (GOT)	712
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	AZOT	Urea	876
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	BILDIR	Bilirubina diretta	646
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	BILIND	Bilirubina indiretta	428
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	CA	Calcio totale	414
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	CK	Creatinichinasi	33
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	CL	Cloro	308
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	CRS	Creatinina	1242
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	DIGO	Digossina	5
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	1010
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	GLIC	Glucosio	963
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	ILI	LI	1303
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	IT	indice itterico	1303
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	K	Potassio	1243

Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	5
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	LIP	Lipasi	149
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	MG	Magnesio	274
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	NA	Sodio	1244
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	PCT	Procalcitonina	406
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	PROTC	Proteina C reattiva	1122
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 1	TBIL	Bilirubina totale	646
Urgenza 24H	18-Chim-Bianco 3	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	21
Urgenza 24H	18-Chim-Lilla ghiaccio	5E	Indice siero emolisi	2
Urgenza 24H	18-Chim-Lilla ghiaccio	AMM	Ammonio	2
Urgenza 24H	18-Chim-Lilla ghiaccio	ILI	LI	2
Urgenza 24H	18-Chim-Lilla ghiaccio	IT	indice itterico	2
Urgenza 24H	18-T.Lilla 3mL BNP	5E	Indice siero emolisi	73
Urgenza 24H	18-T.Lilla 3mL BNP	ILI	LI	73
Urgenza 24H	18-T.Lilla 3mL BNP	IT	indice itterico	73
Urgenza 24H	18-T.Lilla 3mL BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	73
Urgenza 24H	18-Verde Epar. Li	5E	Indice siero emolisi	109
Urgenza 24H	18-Verde Epar. Li	CTNI	Troponina I	108
Urgenza 24H	18-Verde Epar. Li	ILI	LI	109
Urgenza 24H	18-Verde Epar. Li	IT	indice itterico	109
Urgenza 24H	18-Verde Epar. Li	MB	CK-MB (massa)	1
			<b>Totale:</b>	<b>17482</b>

## Ospedale Bazzano NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	2-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	477
Routine	2-Chim-Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	104
Routine	2-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	233
Routine	2-Chim-Bianco	AMILA	Amilasi totale	2
Routine	2-Chim-Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	8
Routine	2-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	228
Routine	2-Chim-Bianco	AZOT	Urea	19
Routine	2-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	195
Routine	2-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	195
Routine	2-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	70
Routine	2-Chim-Bianco	CK	Creatinichinasi	156
Routine	2-Chim-Bianco	CL	Cloro	1
Routine	2-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	41
Routine	2-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	443
Routine	2-Chim-Bianco	DIGO	Digossina	5
Routine	2-Chim-Bianco	FE	Ferro	47
Routine	2-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	443
Routine	2-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	107
Routine	2-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	338
Routine	2-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	41
Routine	2-Chim-Bianco	ILI	LI	477
Routine	2-Chim-Bianco	IT	indice itterico	477
Routine	2-Chim-Bianco	K	Potassio	433
Routine	2-Chim-Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	8
Routine	2-Chim-Bianco	LDL	Colesterolo LDL	40
Routine	2-Chim-Bianco	LIP	Lipasi	47
Routine	2-Chim-Bianco	MG	Magnesio	65

Routine	2-Chim-Bianco	NA	Sodio	<b>441</b>
Routine	2-Chim-Bianco	OSM	Osmolarita` plasmatica	<b>0</b>
Routine	2-Chim-Bianco	P	Fosforo inorganico	<b>10</b>
Routine	2-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>366</b>
Routine	2-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>195</b>
Routine	2-Chim-Bianco	TP	Proteine totali	<b>214</b>
Routine	2-Chim-Bianco	TRIG	Trigliceridi	<b>37</b>
Routine	2-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	<b>33</b>
Routine	2-Chim. Grigio 6 ml pp	5E	Indice siero emolisi	<b>1</b>
Routine	2-Chim. Grigio 6 ml pp	GLICP	Glucosio post prandiale	<b>1</b>
Routine	2-Chim. Grigio 6 ml pp	ILI	LI	<b>1</b>
Routine	2-Chim. Grigio 6 ml pp	IT	indice itterico	<b>1</b>
Routine	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	5E	Indice siero emolisi	<b>10</b>
Routine	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	AMM	Ammonio	<b>10</b>
Routine	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	ILI	LI	<b>10</b>
Routine	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	IT	indice itterico	<b>10</b>
Routine	2-Grigio 6 ml Base	1501	Glicemia basale	<b>63</b>
Routine	2-Grigio 6 ml Base	5E	Indice siero emolisi	<b>63</b>
Routine	2-Grigio 6 ml Base	GLCU	Curva da carico di glucosio	<b>5</b>
Routine	2-Grigio 6 ml Base	GLCU3	Curva da carico di glucosio (3 det.)	<b>58</b>
Routine	2-Grigio 6 ml Base	ILI	LI	<b>63</b>
Routine	2-Grigio 6 ml Base	IT	indice itterico	<b>63</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D120	1505	Dopo 120'	<b>59</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D120	5E	Indice siero emolisi	<b>58</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D120	ILI	LI	<b>58</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D120	IT	indice itterico	<b>58</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D180	1506	Dopo 180'	<b>5</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D180	5E	Indice siero emolisi	<b>5</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D180	ILI	LI	<b>5</b>
Routine	2-Grigio 6 ml D180	IT	indice itterico	<b>5</b>



Routine	2-Grigio 6 ml D30	1502	Dopo 30'	5
Routine	2-Grigio 6 ml D30	5E	Indice siero emolisi	5
Routine	2-Grigio 6 ml D30	ILI	LI	5
Routine	2-Grigio 6 ml D30	IT	indice itterico	5
Routine	2-Grigio 6 ml D60	1503	Dopo 60'	59
Routine	2-Grigio 6 ml D60	5E	Indice siero emolisi	59
Routine	2-Grigio 6 ml D60	ILI	LI	59
Routine	2-Grigio 6 ml D60	IT	indice itterico	59
Routine	2-Grigio 6 ml D90	1504	Dopo 90'	5
Routine	2-Grigio 6 ml D90	5E	Indice siero emolisi	5
Routine	2-Grigio 6 ml D90	ILI	LI	5
Routine	2-Grigio 6 ml D90	IT	indice itterico	5
Routine	2-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	92
Routine	2-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	92
Routine	2-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	92
Routine	2-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	92
Routine	2 - T. Bianco 24h	1651	Sodio urina	2
Routine	2 - T. Bianco 24h	1652	Sodio urina 24h	2
Routine	2 - T. Bianco 24h	1653	Potassio urina	2
Routine	2 - T. Bianco 24h	1654	Potassio urina 24h	2
Routine	2 - T. Bianco 24h	1655	Cloro urina	1
Routine	2 - T. Bianco 24h	1656	Cloro urina 24h	1
Routine	2 - T. Bianco 24h	1659	Magnesio urina	1
Routine	2 - T. Bianco 24h	1660	Magnesio urina 24h	1
Routine	2 - T. Bianco 24h	1667	Urea urina	2
Routine	2 - T. Bianco 24h	1668	Urea urina 24h	1
Routine	2 - T. Bianco 24h	TPU	Proteine urina	1
Routine	2 - T. Bianco 24h	TPUC	Proteine urina 24h	0
Routine	2-Verde Epar. Li	5E	Indice siero emolisi	10
Routine	2-Verde Epar. Li	CTNI	Troponina I	11

Routine	2-Verde Epar. Li	ILI	LI	<b>10</b>
Routine	2-Verde Epar. Li	IT	indice itterico	<b>10</b>
Routine	2-Verde Epar. Li	MIOG	Mioglobina	<b>3</b>
Routine	3-T.Bianco	PCT	Procalcitonina	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	1663	Acido urico urina	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>905</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	<b>794</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	AMILA	Amilasi totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	<b>682</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	AZOT	Urea	<b>642</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>681</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>667</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	<b>373</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	CK	Creatinichinasi	<b>65</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	CL	Cloro	<b>156</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	<b>868</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	DIGO	Digossina	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	FE	Ferro	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	<b>863</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	<b>714</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	<b>37</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	ILI	LI	<b>905</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	IT	indice itterico	<b>905</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	K	Potassio	<b>878</b>

Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>97</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	LDL	Colesterolo LDL	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	LIP	Lipasi	<b>417</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	MG	Magnesio	<b>128</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	NA	Sodio	<b>887</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	P	Fosforo inorganico	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	PCT	Procalcitonina	<b>185</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>844</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>667</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	TP	Proteine totali	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim-Bianco	TRIG	Trigliceridi	<b>1</b>
Urgenza 24H	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	5E	Indice siero emolisi	<b>2</b>
Urgenza 24H	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	AMM	Ammonio	<b>2</b>
Urgenza 24H	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	ILI	LI	<b>2</b>
Urgenza 24H	2-Chim.Lilla 3 ml ghi	IT	indice itterico	<b>2</b>
Urgenza 24H	2-Grigio 4mL	5E	Indice siero emolisi	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Grigio 4mL	ALCO	Alcool	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Grigio 4mL	ILI	LI	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Grigio 4mL	IT	indice itterico	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>110</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	<b>110</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	<b>110</b>
Urgenza 24H	2-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>117</b>
Urgenza 24H	2-Verde Epar. Li	5E	Indice siero emolisi	<b>200</b>
Urgenza 24H	2-Verde Epar. Li	CTNI	Troponina I	<b>214</b>
Urgenza 24H	2-Verde Epar. Li	ILI	LI	<b>200</b>
Urgenza 24H	2-Verde Epar. Li	IT	indice itterico	<b>200</b>
Urgenza 24H	2-Verde Epar. Li	MB	CK-MB (massa)	<b>4</b>
Urgenza 24H	2-Verde Epar. Li	MIOG	Mioglobina	<b>7</b>
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	ANFE	Amfetamine su urina	<b>1</b>

Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	BENZOU	Benzodiazepine su urina	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	CANNA	Cannabinoidi su urina	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	COCA	Cocaina (metaboliti) su urina	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco urina	OPPIO	Opiacei su urina	1
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	28
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	AZOT	Urea	1
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	28
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	1
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	ILI	LI	28
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	IT	indice itterico	28
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	K	Potassio	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	MG	Magnesio	26
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	NA	Sodio	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	27
AUSL - DSA/DHONCO	2-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	1
			<b>Totale:</b>	<b>21991</b>

## SO-Lab. Bellaria NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	47
Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	46
Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	47
Routine	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	47
Routine	3-Curve glic base	1501	Glicemia basale	22
Routine	3-Curve glic base	5E	Indice siero emolisi	22
Routine	3-Curve glic base	GLCU	Curva da carico di glucosio	1
Routine	3-Curve glic base	GLCU3	Curva da carico di glucosio (3 det.)	21
Routine	3-Curve glic base	ILI	LI	22
Routine	3-Curve glic base	IT	indice itterico	22
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1651	Sodio urina	6
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1652	Sodio urina 24h	5
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1653	Potassio urina	5
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1654	Potassio urina 24h	4
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1655	Cloro urina	3
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1656	Cloro urina 24h	2
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1667	Urea urina	4
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1668	Urea urina 24h	4
Routine	5-Bianco U24h LABIO	1669	Creatinina urina	8
Routine	5-Bianco U24h LABIO	CLC	Creatinina clearance	8
Routine	5-Bianco U24h LABIO	OSMU	Osmolarita' - U	21
Routine	5-Bianco U24h LABIO	TPU	Proteine urina	8
Routine	5-Bianco U24h LABIO	TPUC	Proteine urina 24h	6
Routine	5-grigioghiac	5E	Indice siero emolisi	26
Routine	5-grigioghiac	ILI	LI	26
Routine	5-grigioghiac	IT	indice itterico	26
Routine	5-grigioghiac	LAT	Acido lattico	26

Routine	5-nerol	VERS	Esame chimico fisico	2
Routine	5-sierobianco 5 mL	5E	Indice siero emolisi	2065
Routine	5-sierobianco 5 mL	5OSM	Osmolarita plasmatica dosata	22
Routine	5-sierobianco 5 mL	ALB	Albumina	167
Routine	5-sierobianco 5 mL	ALP	Fosfatasi alcalina	370
Routine	5-sierobianco 5 mL	ALT	ALT (GPT)	1531
Routine	5-sierobianco 5 mL	AMILA	Amilasi totale	83
Routine	5-sierobianco 5 mL	AMIPA	Amilasi pancreatica	7
Routine	5-sierobianco 5 mL	AST	AST (GOT)	1527
Routine	5-sierobianco 5 mL	AZOT	Urea	620
Routine	5-sierobianco 5 mL	BILDIR	Bilirubina diretta	1258
Routine	5-sierobianco 5 mL	BILIND	Bilirubina indiretta	1255
Routine	5-sierobianco 5 mL	CA	Calcio totale	1084
Routine	5-sierobianco 5 mL	CAZEPI	Carbamazepina	16
Routine	5-sierobianco 5 mL	CHE	Pseudocolinesterasi	9
Routine	5-sierobianco 5 mL	CK	Creatinchinasi	522
Routine	5-sierobianco 5 mL	CL	Cloro	249
Routine	5-sierobianco 5 mL	COLETO	Colesterolo totale	217
Routine	5-sierobianco 5 mL	CRS	Creatinina	1812
Routine	5-sierobianco 5 mL	DIGO	Digossina	1
Routine	5-sierobianco 5 mL	FE	Ferro	215
Routine	5-sierobianco 5 mL	FENI	Fenitoina	5
Routine	5-sierobianco 5 mL	FENO	Fenobarbital	17
Routine	5-sierobianco 5 mL	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	1783
Routine	5-sierobianco 5 mL	GGT	Gamma GT (GGT)	540
Routine	5-sierobianco 5 mL	GLIC	Glucosio	1548
Routine	5-sierobianco 5 mL	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	5
Routine	5-sierobianco 5 mL	HDL	Colesterolo HDL	211
Routine	5-sierobianco 5 mL	ILI	LI	2065
Routine	5-sierobianco 5 mL	IT	indice itterico	2065

Routine	5-sierobianco 5 mL	K	Potassio	1872
Routine	5-sierobianco 5 mL	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	65
Routine	5-sierobianco 5 mL	LDL	Colesterolo LDL	201
Routine	5-sierobianco 5 mL	LIP	Lipasi	103
Routine	5-sierobianco 5 mL	MG	Magnesio	1033
Routine	5-sierobianco 5 mL	NA	Sodio	1885
Routine	5-sierobianco 5 mL	OSM	Osmolarita` plasmatica	111
Routine	5-sierobianco 5 mL	P	Fosforo inorganico	244
Routine	5-sierobianco 5 mL	PROTC	Proteina C reattiva	696
Routine	5-sierobianco 5 mL	TBIL	Bilirubina totale	1310
Routine	5-sierobianco 5 mL	TP	Proteine totali	504
Routine	5-sierobianco 5 mL	TRIG	Trigliceridi	211
Routine	5-sierobianco 5 mL	URIC	Acido urico	290
Routine	9-T.Grigio 4ml ALCO	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	9-T.Grigio 4ml ALCO	ALCO	Alcool	1
Routine	9-T.Grigio 4ml ALCO	ILI	LI	1
Routine	9-T.Grigio 4ml ALCO	IT	indice itterico	1
Routine	9-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	58
Routine	9-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	58
Routine	9-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	58
Routine	9-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	58
Routine	9-T.Verde Epar. gel	MB	CK-MB (massa)	4
Routine	9-T.Verde Epar. gel	MIOG	Mioglobina	7
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	5E	Indice siero emolisi	3
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	AMM	Ammonio	3
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	ILI	LI	3
Urgenza 24H	2-Lilla 3 ml ghiaccio AMM	IT	indice itterico	3
Urgenza 24H	5-Bianco U24h LABIO	OSMU	Osmolarita` - U	1
Urgenza 24H	5-grigioghiac	5E	Indice siero emolisi	1
Urgenza 24H	5-grigioghiac	ILI	LI	1

Urgenza 24H	5-grigioghiac	IT	indice itterico	1
Urgenza 24H	5-grigioghiac	LAT	Acido lattico	1
Urgenza 24H	5-neroliq	LATLIQ	Acido lattico (liquor)	1
Urgenza 24H	5-neroliq	LIQ	Esame citochimico Liquor	100
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	5E	Indice siero emolisi	243
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	5OSM	Osmolarita plasmatica dosata	46
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	ALB	Albumina	16
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	ALT	ALT (GPT)	117
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	AST	AST (GOT)	113
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	AZOT	Urea	81
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	BILDIR	Bilirubina diretta	82
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	BILIND	Bilirubina indiretta	79
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CA	Calcio totale	65
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CAZEPI	Carbamazepina	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CK	Creatinichinasi	32
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CL	Cloro	75
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	CRS	Creatinina	162
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	FENO	Fenobarbital	4
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	160
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	GLIC	Glucosio	96
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	ILI	LI	243
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	IT	indice itterico	243
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	K	Potassio	159
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	1
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	LIP	Lipasi	14
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	MG	Magnesio	75
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	NA	Sodio	167
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	PROTC	Proteina C reattiva	111
Urgenza 24H	5-sierobianco 5 mL	TBIL	Bilirubina totale	95
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	5E	Indice siero emolisi	16



Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	CTNI	Troponina I	<b>15</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	ILI	LI	<b>16</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	IT	indice itterico	<b>16</b>
Urgenza 24H	9-T.Verde Epar. gel	MB	CK-MB (massa)	<b>12</b>
			<b>Totale:</b>	<b>33201</b>

## Ospedale Porretta NOVEMBRE 2022 per provetta e test

Routine	23-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	923
Routine	23-Chim-Bianco	ALP	Fosfatasi alcalina	152
Routine	23-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	496
Routine	23-Chim-Bianco	AMILA	Amilasi totale	7
Routine	23-Chim-Bianco	AMIPA	Amilasi pancreatica	5
Routine	23-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	459
Routine	23-Chim-Bianco	AZOT	Urea	265
Routine	23-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	337
Routine	23-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	336
Routine	23-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	163
Routine	23-Chim-Bianco	CHE	Pseudocolinesterasi	3
Routine	23-Chim-Bianco	CK	Creatinichinasi	150
Routine	23-Chim-Bianco	CL	Cloro	20
Routine	23-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	175
Routine	23-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	805
Routine	23-Chim-Bianco	DIGO	Digossina	6
Routine	23-Chim-Bianco	FE	Ferro	155
Routine	23-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	805
Routine	23-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	261
Routine	23-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	638
Routine	23-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	164
Routine	23-Chim-Bianco	ILI	LI	923
Routine	23-Chim-Bianco	IT	indice itterico	923
Routine	23-Chim-Bianco	K	Potassio	715
Routine	23-Chim-Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	41
Routine	23-Chim-Bianco	LDL	Colesterolo LDL	107
Routine	23-Chim-Bianco	LIP	Lipasi	33

Routine	23-Chim-Bianco	MG	Magnesio	77
Routine	23-Chim-Bianco	NA	Sodio	720
Routine	23-Chim-Bianco	P	Fosforo inorganico	61
Routine	23-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	454
Routine	23-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	336
Routine	23-Chim-Bianco	TP	Proteine totali	318
Routine	23-Chim-Bianco	TRIG	Trigliceridi	173
Routine	23-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	224
Routine	23-Grigio 6 ml Base	1501	Glicemia basale	24
Routine	23-Grigio 6 ml Base	5E	Indice siero emolisi	24
Routine	23-Grigio 6 ml Base	GLCU	Curva da carico di glucosio	1
Routine	23-Grigio 6 ml Base	GLCU3	Curva da carico di glucosio (3 det.)	23
Routine	23-Grigio 6 ml Base	ILI	LI	24
Routine	23-Grigio 6 ml Base	IT	indice itterico	24
Routine	23-Grigio 6 ml D120	1505	Dopo 120'	23
Routine	23-Grigio 6 ml D120	5E	Indice siero emolisi	23
Routine	23-Grigio 6 ml D120	ILI	LI	23
Routine	23-Grigio 6 ml D120	IT	indice itterico	23
Routine	23-Grigio 6 ml D180	1506	Dopo 180'	1
Routine	23-Grigio 6 ml D180	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	23-Grigio 6 ml D180	ILI	LI	1
Routine	23-Grigio 6 ml D180	IT	indice itterico	1
Routine	23-Grigio 6 ml D30	1502	Dopo 30'	1
Routine	23-Grigio 6 ml D30	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	23-Grigio 6 ml D30	ILI	LI	1
Routine	23-Grigio 6 ml D30	IT	indice itterico	1
Routine	23-Grigio 6 ml D60	1503	Dopo 60'	23
Routine	23-Grigio 6 ml D60	5E	Indice siero emolisi	23
Routine	23-Grigio 6 ml D60	ILI	LI	23
Routine	23-Grigio 6 ml D60	IT	indice itterico	23

Routine	23-Grigio 6 ml D90	1504	Dopo 90'	1
Routine	23-Grigio 6 ml D90	5E	Indice siero emolisi	1
Routine	23-Grigio 6 ml D90	ILI	LI	1
Routine	23-Grigio 6 ml D90	IT	indice itterico	1
Routine	23-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	38
Routine	23-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	38
Routine	23-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	38
Routine	23-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	38
Routine	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	5E	Indice siero emolisi	14
Routine	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	AMM	Ammonio	14
Routine	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	ILI	LI	14
Routine	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	IT	indice itterico	14
Routine	23- T. Bianco 24h	1651	Sodio urina	1
Routine	23- T. Bianco 24h	1652	Sodio urina 24h	0
Routine	23- T. Bianco 24h	1653	Potassio urina	1
Routine	23- T. Bianco 24h	1654	Potassio urina 24h	0
Routine	23- T. Bianco 24h	1657	Calcio urina	1
Routine	23- T. Bianco 24h	1658	Calcio urina 24h	0
Routine	23- T. Bianco 24h	1667	Urea urina	1
Routine	23- T. Bianco 24h	1668	Urea urina 24h	1
Routine	23- T. Bianco 24h	1669	Creatinina urina	1
Routine	23- T. Bianco 24h	1670	Creatinina urina 24h	1
Routine	23- T. Bianco 24h	CLC	Creatinina clearance	1
Routine	23- T. Bianco 24h	TPU	Proteine urina	11
Routine	23- T. Bianco 24h	TPUC	Proteine urina 24h	10
Routine	23-Verde Epar.Li	5E	Indice siero emolisi	24
Routine	23-Verde Epar.Li	CTNI	Troponina I	24
Routine	23-Verde Epar.Li	ILI	LI	24
Routine	23-Verde Epar.Li	IT	indice itterico	24
Routine	24-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	1

Routine	24-Chim-Bianco	AZOT	Urea	1
Routine	24-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	1
Routine	24-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	1
Routine	24-Chim-Bianco	ILI	LI	1
Routine	24-Chim-Bianco	IT	indice itterico	1
Routine	24-Chim-Bianco	K	Potassio	1
Routine	24-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	1
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	789
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	598
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	581
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	AZOT	Urea	457
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	551
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	548
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	394
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	CK	Creatinchinasi	48
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	CL	Cloro	181
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	741
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	DIGO	Digossina	1
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	FE	Ferro	1
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	715
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	590
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	HCG	Gonadotrop.corionica HCG	22
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	ILI	LI	789
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	IT	indice itterico	789
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	K	Potassio	748
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	LDH	Lattato deidrogenasi (LDH)	8
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	LIP	Lipasi	288
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	MG	Magnesio	134
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	NA	Sodio	754
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	P	Fosforo inorganico	1

Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	<b>640</b>
Urgenza 24H	23-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	<b>551</b>
Urgenza 24H	23-Grigio 4mL	5E	Indice siero emolisi	<b>3</b>
Urgenza 24H	23-Grigio 4mL	ALCO	Alcool	<b>3</b>
Urgenza 24H	23-Grigio 4mL	ILI	LI	<b>3</b>
Urgenza 24H	23-Grigio 4mL	IT	indice itterico	<b>3</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	<b>71</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	<b>71</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	<b>71</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	<b>73</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	5E	Indice siero emolisi	<b>7</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	AMM	Ammonio	<b>6</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	ILI	LI	<b>7</b>
Urgenza 24H	23-Lilla 3 ml ghiac. AMM	IT	indice itterico	<b>7</b>
Urgenza 24H	23 Urine 2	UMETAD	Metadone su urina	<b>1</b>
Urgenza 24H	23 Urine 2	UTRICI	Antidepr. triciclici su urina	<b>1</b>
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	5E	Indice siero emolisi	<b>180</b>
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	CTNI	Troponina I	<b>181</b>
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	ILI	LI	<b>180</b>
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	IT	indice itterico	<b>180</b>
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	MB	CK-MB (massa)	<b>1</b>
Urgenza 24H	23-Verde Epar.Li	MIOG	Mioglobina	<b>1</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	<b>11</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	<b>3</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	<b>3</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	AZOT	Urea	<b>7</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	<b>3</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	<b>3</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	<b>3</b>
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	<b>8</b>

Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	8
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	2
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	ILI	LI	11
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	IT	indice itterico	11
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	K	Potassio	7
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	NA	Sodio	3
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	P	Fosforo inorganico	1
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	3
Urgenza 24H	24-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	3
Urgenza 24H	24-Verde Epar Li	5E	Indice siero emolisi	2
Urgenza 24H	24-Verde Epar Li	CTNI	Troponina I	2
Urgenza 24H	24-Verde Epar Li	ILI	LI	2
Urgenza 24H	24-Verde Epar Li	IT	indice itterico	2
Urgenza 24H	3-T.Bianco	5E	Indice siero emolisi	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	AST	AST (GOT)	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	AZOT	Urea	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	CRS	Creatinina	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	GFR	eGFR (Velocita di Filtrazione Glomerulare)	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	GLIC	Glucosio	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	ILI	LI	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	IT	indice itterico	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	K	Potassio	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	NA	Sodio	1
Urgenza 24H	3-T.Bianco	PCT	Procalcitonina	0
Urgenza 24H	3-T.Bianco	PROTC	Proteina C reattiva	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	AZOT	Urea	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	1

Referti in giornata	23-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	ILI	LI	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	IT	indice itterico	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	K	Potassio	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	LDL	Colesterolo LDL	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	NA	Sodio	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	TP	Proteine totali	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	TRIG	Trigliceridi	1
Referti in giornata	23-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	1
Referti in giornata	23-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	1
Referti in giornata	23-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	1
Referti in giornata	23-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	1
Referti in giornata	23-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	5E	Indice siero emolisi	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	ALT	ALT (GPT)	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	AST	AST (GOT)	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	AZOT	Urea	18
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	BILDIR	Bilirubina diretta	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	BILIND	Bilirubina indiretta	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	CA	Calcio totale	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	COLETO	Colesterolo totale	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	CRS	Creatinina	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	GFR	eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare)	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	GGT	Gamma GT (GGT)	18
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	GLIC	Glucosio	28



AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	HDL	Colesterolo HDL	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	ILI	LI	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	IT	indice itterico	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	K	Potassio	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	LDL	Colesterolo LDL	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	MG	Magnesio	9
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	NA	Sodio	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	TBIL	Bilirubina totale	28
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	TRIG	Trigliceridi	3
AUSL - DSA/DHONCO	23-Chim-Bianco	URIC	Acido urico	10
AUSL - DSA/DHONCO	23-Lilla 3ml BNP	5E	Indice siero emolisi	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Lilla 3ml BNP	ILI	LI	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Lilla 3ml BNP	IT	indice itterico	1
AUSL - DSA/DHONCO	23-Lilla 3ml BNP	PBNP	Peptide natriuretico di tipo B (BNP)	1
			<b>Totale:</b>	<b>24165</b>