

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DI FORNITURA QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI CONTENITORI DI SICUREZZA PRERIEMPITI DI FORMALDEIDE (FORMALIN FREE) PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE USL DI BOLOGNA, USL DI IMOLA, USL DI FERRARA, AOUBO, AOUE e IOR																	
ALLEGATO B - ELENCO LOTTI				FABBISOGNO QUADRIENNALE							IMPORTO QUADRIENNALE A BASE DI GARA						
LOTTI	DESCRIZIONI MATERIALE	Prezzo unitario a base d'asta	Unità di misura	FABBISOGNO QUADRIENNAL E AUSL BOLOGNA	FABBISOGNO QUADRIENNAL E AUSL IMOLA	FABBISOGNO QUADRIENNAL E AUSL FERRARA	FABBISOGNO QUADRIENNAL E AOUBO	FABBISOGNO QUADRIENNAL E AOUE	FABBISOGNO QUADRIENNAL E IOR	totale fabbisogni quadriennale	IMPORTO QUADRIENNALE AUSL BOLOGNA	IMPORTO QUADRIENNALE AUSL IMOLA	IMPORTO QUADRIENNALE AUSL FERRARA	IMPORTO QUADRIENNALE AOUBO	IMPORTO QUADRIENNALE AOUE	IMPORTO QUADRIENNALE IOR	Importo complessivo quadriennale
1	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contentitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 30 e 40. Contentitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisce in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento: - corretta processazione, fissazione, conservazione del campione; - recupero agevole e completo dei campioni anche di piccole dimensioni; - sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD	2,340	PEZZO	0	80.000	80.000	0	160.000	1.600	321.600	0	187.200,000	187.200,000	0,000	374.400,000	3.744,000	752.544,000
2	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7 , idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contentitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 55 e 90. Contentitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisce in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta processazione, fissazione, conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD	3,360	PEZZO	28.000	4.000	400	40.000	2.000	0	74.400	94.080,000	13.440,000	1.344,000	134.400,000	6.720,000	0,000	249.984,000
3	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contentitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 160 e 200. Contentitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisce in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta processazione, fissazione, conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD	3,000	PEZZO	4.000	200	400	0	1.200	0	5.800	12.000,000	600,000	1.200,000	0,000	3.600,000	0,000	17.400,000
4	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contentitore pre-riempito con volume di formalina in range fra ml 210 e 300. Contentitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisce in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta processazione, fissazione, conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD	13,200	PEZZO	800	4.000	400	9.600	3.200	0	18.000	10.560,000	52.800,000	5.280,000	126.720,000	42.240,000	0,000	237.600,000
5	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contentitore pre-riempito con volume di formalina ml 500 Tolleranza 10 ml (da 490 a 510 ml) Contentitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisce in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta processazione, fissazione, conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD	11,000	PEZZO	800	200	400	0	2.000	0	3.400	8.800,000	2.200,000	4.400,000	0,000	22.000,000	0,000	37.400,000
6	Formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a ph 7, idonea alla conservazione dei campioni istologici. Contentitore pre-riempito con volume di formalina ml 2000. Contentitore con serbatoio di formalina A TENUTA ERMETICA, che garantisce in tutte le fasi di utilizzo, e comunque anche in caso di movimentazione e ribaltamento, corretta processazione, fissazione, conservazione e recupero del campione e sicurezza dell'operatore, evitando esposizione a formaldeide. Etichetta conforme alla normativa sul corpo del contenitore; sul corpo del contenitore deve essere presente uno spazio consono per applicazione sicura dell'etichetta con i dati identificativi del paziente. Marcatura CE IVD	29,500	PEZZO	800	200	200	864	3.200	0	5.264	23.600,000	5.900,000	5.900,000	25.488,000	94.400,000	0,000	155.288,000
	TOTALE COMPLESSIVO			34.400	88.600	81.800	50.464	171.600	1.600		149.040,000	262.140,000	205.324,000	286.608,000	543.360,000	3.744,000	1.450.216,000